

PHILIPS

Refurbished IPL-
ontharingsapparaat

Lumea IPL 8000
Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente opzetstukken:
lichaam, gezicht, bikini, oksels

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



BRI948/00R1

Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Geniet 12 maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetkoppen en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 4 slimme opzetstukken
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gereviseerde Lumea IPL

- Dezelfde resultaten, beter voor het milieu

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app
- Zacht en comfortabel met SenseIQ

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen,
Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde
lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat,
Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde
behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en
kaaklijn

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen,
Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling
voor gevoelige bikinilijn

Opzetstuk voor de oksels: Vorm: hol gebogen,
Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde
onderarmbehandeling

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid
tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat
het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft
SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het
juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met
snoer

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Technische specificaties

Spanning: 100-240 volt

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 450.000
pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp
van 39 jaar**

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar
extra garantie bij productregistratie binnen 90
dagen

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Face areas: 1,5 min.

Onderbenen: 8,5 min.



* Gemiddelde resultaat haarvermindering na 12
behandelingen: 86% op benen, 70% op bikinilijn, 67% op
oksels

** Bij volgen van het behandelingschema. Berekend voor
gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De
levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende
wereldwijde garantie van Philips niet

*** In scope: product, verpakkingsmateriaal en omgekeerde
logistiek van Philips voor retouren van Lumea S8000.
Buiten scope: chemicaliën, energie die nodig is voor
opwerking, inkomend onderdeel en materiaaltransport.
Berekening gebaseerd op ReCiPe2016 en ecoinvent3.6
database, ervan uitgaande dat alle accessoires, adapter en
verpakking vervangen moeten worden.