

PHILIPS

sonicare

AirFloss Ultra – fogköztisztító

ProtectiveClean technológia

Beépített nyomásérzékelő

1 tisztítási mód

1 BrushSync funkció

HX8443/71



Egészségesebb fogíny 2 hét alatt**, garantáltan*

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközők hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**

Javítja a száj higiéniáját

- Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért**
- Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközőkben

Újító technológia

- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket
- Gyengéden óvatosságra int
- Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
- A páciensek a legtöbbet hozzadják ki a kefefejekből
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Felülmúlhatatlan technológia

- Nagy teljesítményű fej
- Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
- Háromszoros fújás testre szabható beállításai

Fénypontok

Egészségesebb fogíny




Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből. Továbbá mindössze két hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és a fogínygyulladást.

BrushSync technológia



A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere-émlékeztetőt.


Intelligens csere-émlékeztetők



Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefefej-felismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens

mennyi ideje használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkefeje mindig jó munkát végez.

Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkefájük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

Philips Sonicare technológia




A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás



Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***

Mikrocsepp-technológia



A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé tette, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

Egészségesebb fogíny



A Philips Sonicare AirFloss Ultra fej klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.** Már két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.

Fénypontok

Segíti a fogszuvasodás megelőzését




A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Nagy teljesítményű fej



Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden eddiginél hatékonyabb.

Háromszoros fújás testreszabása



A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófej a bekapcsológomb többszöri megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható egyszeres, kétszeres vagy háromszoros fújásra.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Formatervezés és kidolgozás

Szín: fehér, szürke árnyalattal, Középkék

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, A markolat LED-fényei jelzik a töltöttségi szintet

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Akkumulátor élettartam: 1-3 hét*****

Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Csere-émlekeztető: Így mindig a legjobb eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon világítani kezd

Tartozékok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 i InterCare standard, 1 W2c Optimal White kompakt

Markolat: 1 ProtectiveClean

AirFloss Ultra markolat: 1

AirFloss Ultra fej: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja**

Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás csökkentését, A teljes szájüreg megtisztítása 60 másodperc alatt, Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan hatékony, mint a fogselyem, a fogíny egészségének megőrzéséért, a lepedék csökkentéséért, a fogínyvérzés csökkentéséért

Testre szabható beállítások: Automatikus fújás vagy kézi fújás, Egyszeres/kétszeres/háromszoros fújás***

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a fúvófejet

Nyomásviszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

2 intenzitási szint: Alacsony, Magas

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlekeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet



* vagy visszakapja a pénzt
* ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális öblítővel használják. Az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájpópolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért látogasson el a www.philips.com/airfloss/faq weboldalra.
* Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.
* ***Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.
* **** a használt fújási beállítástól függően