

PHILIPS

sonicare



AirFloss Pro/Ultra –
fogköztisztító

1 fúvófejjel



HX8331/01

Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**

Javítja a száj higiéniáját

- Klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonyságú, az egészséges fogínyért**
- Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***
- Segíti a fogszuvasodás megelőzését a fogközökben

Felülmúlhatatlan technológia

- Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia
- Háromszoros fújás testre szabható beállításai
- Nagy teljesítményű fej

A fogak közötti hatékony tisztítás legegyszerűbb módja

- Mindössze 60 másodpercet vesz igénybe: irányítsa a megfelelő helyre, nyomja meg, és már tisztíthat is!
- A szájüreg frissessége és tisztasága magabiztosságot nyújt egész nap
- Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

Fénypontok

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás




Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***

Mikrocsepp-technológia




A levegő és szájbőlítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé teszi, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születessenek.

Egészséges rutin kialakítása egyszerűen



A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss Ultra segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti rések mélyét, ami elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

Egészségesebb fogíny



A Philips Sonicare AirFloss Ultra fej klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos mértékben segít megőrizni a fogíny egészségét.** Már két hét alatt segít megőrizni a fogíny egészségét.

Mindössze 60 másodperc alatt elvégzi a tisztítást



Az AirFloss Ultra segítségével a teljes szájüreg megtisztítása naponta kevesebb mint 60 másodpercet vesz igénybe. Csak ki kell választania a fújás gyakoriságát (egyszeres, kétszeres vagy háromszoros), és nyomva kell tartania a bekapcsológombot a folyamatos automatikus fújásokhoz, vagy lenyomni és felengedni a manuális fújás üzemmódhoz.

Frissesség és tisztaság a szájbőlítőnek köszönhetően



Töltse fel szájbőlítővel vagy vízzel a markolaton lévő tartályt, majd irányítsa a megfelelő helyre, és nyomja meg. A tökéletes frissesség és az antimikrobiális hatás előnyei érdekében használja szájbőlítővel.

Segíti a fogszuvasodás megelőzését




A fogkefével elérhetetlen lepedék gyengéd eltávolításával a Philips Sonicare AirFloss Ultra segít megelőzni a fogak közötti területen kialakuló fogszuvasodást.

Nagy teljesítményű fej



Az új AirFloss Ultra nagy teljesítményű fej fokozza a levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológiánk hatékonyságát, így az minden eddiginél hatékonyabb.

Háromszoros fújás testreszabása



A nagy teljesítményű AirFloss Ultra fúvófej a bekapcsológomb többszöri megnyomásával az Ön tetszése szerint beállítható egyszeres, kétszeres vagy háromszoros fújásra.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Töltési idő: 24 óra a teljes feltöltéshez

Formatervezés és kidolgozás

Szín: fehér, szürke árnyalattal

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A markolat LED-fényei jelzik a töltöttségi szintet

Akkumulátor élettartam: 1-3 hét*****

Fúvócső: Könnyű felhelyezés

Tartozékok

Töltő: 1

AirFloss Ultra markolat: 1

AirFloss Ultra fej: 1

Fogmosási teljesítmény

Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja**

Egészségügyi előnyök: A teljes szájjüreg

megtisztítása 60 másodperc alatt, Egészségesebb íny már 2 hét alatt*

Klinikailag bizonyított eredmények: Éppolyan hatékony, mint a fogselyem, a fogíny egészségének megőrzéséért, a fogínyvérzés csökkentéséért, a lepedék csökkentéséért

Testre szabható beállítások: Automatikus fújás vagy kézi fújás, Egyszeres/kétszeres/háromszoros fújás***

A legjobb eredményekért: 6 havonta cserélje a fúvófejet



* * ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájoöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájjápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.

* * * A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

* * * * Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.

* * * * * a használt fújási beállítástól függően