

PHILIPS

IPL – Szőrtelenítő készülék

Lumea Prestige

Testen, arcon, bikinivonalon
használható

15 perc a lábszárak kezelésére

>250 000 lámpavillanás

Vezeték nélküli kialakítás

SC2009/00



Élvezze folyamatosan a sima bőrt*

A Philips Lumea Prestige rendszer a leghatékonyabb vezeték nélküli IPL-megoldás, amely lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újránövekedését az arcon és a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően

- Élvezze mindennap bőre simaságát!
- Egyszerűen hatékony
- Biztonságos és hatékony működés otthona kényelmében
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

Kíméletes és hatékony a test, az arc és a bikinivonal bőrén

- Biztonságos és hatékony az érzékenyebb területeken is
- Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében
- Arckezelő tartozék az arcszőrzet biztonságos kezeléséhez
- Tartozék a bikinivonal-környék szőreinek speciális kezeléséhez
- Gyengéd kezelés

Maximális szabadság, problémák nélkül

- Vezeték nélküli kényelem
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
- Öt állítható fényenergia-beállítás


Fénypontok

IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségzsalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőrteltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.

Élvezze mindennap bőre simaságát!



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinikai vizsgálataink kimutatták, hogy alig négy egymást követő, két hetente megismételt kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, érezhetően sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen

ismételje meg a kezelést, amikor csak szükséges. A kezelések között eltelt idő egyénenként változhat a szőrszálak típusától függően. – A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A Philips Lumea szintén NEM alkalmas nagyon sötét bőrtípusokhoz.

Alkalmazási területek

Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll és pajesz) és a test szőrtelenítésére (lábak, hónalj, bikinivonal, has és karok).

Gyors kezelés a lábakon



Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű testrészekre, pl. lábakon végzett gyors használat érdekében.

Még nagyobb biztonság az arcon



Az arckezelő tartozék saját, egyedi tervezésű beépített fényszűrővel rendelkezik a felső ajak, áll és pajesz biztonságos és kényelmes kezeléséhez. Használható a test más érzékeny területein is, például a hónaljon és a nehezen elérhető területeken.

Bikinizonal-formázó tartozék



Bikinizonal-formázó tartozék, a bikinivonal-környék szőreinek hatásos kezeléséhez. Az ezen a területen található szőrzet jellemzően erősebb és vastagabb a lábszőröknél.


Gyengéd kezelés



Gyengéd a bőrhöz.

Fénypontok

Vezeték nélküli kényelem



A Lumea egyedülálló vezeték nélküli kialakítása tökéletes megoldás a szőrtelenítésre váró területek kezelésére, bármikor.

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy gélekre.

Öt fényenergia-beállítás



A Philips Lumea öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelés. Megfelelően alkalmazva a Philips Lumea IPL-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes területeken is.

Luxus védőtok

A Philips Lumea Prestige készülékhez az egyszerű tárolás érdekében luxus védőtok tartozik.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has, Bikinivonal, Hónalj

Arc: Áll, Pajesz, Felső ajak

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Kényelmesen alkalmazható

Vezetékes/vezeték nélküli használat: Vezeték nélküli

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Töltési idő: 100 perc

Működési idő: Minimum 370 villanás

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 250 000 villanást biztosít

Tartozékok

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm²): A nyak alatti területeken való használatra

Bikinivonal-formázó tartozék (2 cm²): A bikinivonal szőrzetének speciális kezelése

Arckezelő tartozék (2 cm²): Az arc biztonságos kezeléséhez

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Töltő: Többfeszültségű töltő

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Tárolás: Luxus védőtok

Tartozék: Tisztítókendő

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8 perc

Hónalj: 1 perc

Bikinivonal: 1 perc

Arc: 1 perc

