

PHILIPS

sonicare



Szájzuhany

Power Flosser 7000

Quad Stream technológia

Rendkívül halk kialakítás

Impulzushullámok vezetnek menet közben



HX3904/30

A kezelt területeken található lepedék 99,9%-át eltávolítja*

Újragondolt fogköztisztítás a fogíny kiemelkedő egészségéért

Az új Philips Sonicare Power Flosser a fogköztisztítás új formáját képviseli, amely a felhasználók számára új tisztítási szintet biztosít, és elősegíti a tartós teljesítményt.

New level clean

- 4 fogköztisztító üzemmód, 10 intenzitási szint
- Egyszerűen feltölthető 600ml-es tartály
- Kompakt fúvófejek
- Egyszerű mágneses dokkoló automatikus kikapcsolással
- F1 Standard fúvófej a szokásos tisztításhoz
- F3 Quad Stream fúvófej a maximális lefedettségért
- Quad Stream technológia az alapos tisztításért
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Rendkívül halk kialakítás a nagyszerű eredményekért, mások zavarása nélkül

Fénypontok

Az alapos tisztítás érdekében

Az egyedülálló kereszt alakú fúvófej négy széles vízszugarat hoz létre a fogközökben és a fogínyszéleken történő alapos tisztítás érdekében.

Fogról fogra vezeti a felhasználót



A tisztító impulzusok rövid szünetei arra készítik a pácienseit, hogy a fúvófejet a következő fogközre csúsztassák, így biztosítva az egész száj tisztítását.

Rendkívül halk kialakítás



Diszkrét tisztításra tervezték, így páciensei mások zavarása nélkül érhetnek el nagyszerű eredményeket.

4 üzemmód, 10 intenzitási szint



Páciensei megtapasztalhatják a szükségleteikre szabott tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást használ a hatékony


mindennapos tisztításhoz, a Deep Clean (Mélytisztítás) funkció különálló impulzusokat használ az alaposabb tisztításhoz; a Sensitive (Érzékeny) üzemmód különösen kíméletes az érzékeny fogínyhez; a Massage (Masszázs) üzemmód nyugtatja és serkenti a fogíny vonalát. A LED-es kijelző segítségével a betegek a saját kényelmüknek megfelelően állíthatják be az intenzitást.

F3 Quad Stream fej



A maximális lefedettség és az extra alapos tisztítás érdekében használja a Quad Stream fúvókát, hogy a vizet négy széles sugárban irányítsa a fogak közé és az íny vonalára. A puha gumivezető kíméletes az ínyhez, és minden fúvóka egyszerűen fel- és lepattintható.

F1 Standard fej



Standard fúvófej a fogak közötti erőteljes tisztításhoz, a lepedék és a szennyeződés eltávolításához

Egyszerű mágneses dokkoló



Miután a páciens végzett, egyszerűen visszahelyezheti a fogantyút az egyszerű mágneses dokkolóba. A fogantyú automatikusan átvált szünetelésről kikapcsolásra.

600ml-es tartály



A 600 ml-es, egyszerűen felpattintható fedéllel ellátott tartály elegendő vizet tartalmaz egy tisztításhoz. Az újratöltéshez egyszerűen emelje ki, töltsen meg, majd pattintsa vissza.

Kompakt fúvófejek

A páciensek az extra fúvófejeket higiénikusan tárolhatják a kompakt és stílusos fúvókákban.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

Tartozékok

F1 Standard fej: 1

F3 Quad Stream fej: 1

Elektromos fogköztisztító: 1

Fúvófejtároló tok: 1

Fogmosási teljesítmény

Teljesítmény: A lepedéknek akár a 99,9%-át eltávolítja*

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért

Masszázs: Erősítő masszázs

Intenzitási szintek: 10

Sensitive: Gyengéd fog- és ínytisztítás

