

# PHILIPS

## IPL – Szőrtelenítő készülék

### Lumea Prestige

A testen és az arcon való  
használathoz

15 perc a lábszárak kezelésére

>250 000 lámpavillanás

Vezeték nélküli kialakítás

SC2007/00



## Élvezze folyamatosan a sima bőrt\*

A Philips Lumea Prestige rendszer a leghatékonyabb vezeték nélküli IPL-megoldás, amely lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újránövekedését az arcon és a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre simaságát.

### Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően

- Élvezze mindennap bőre simaságát!
- Egyszerűen hatékony
- Biztonságos és hatékony működés otthona kényelmében
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

### Gyengéd és hatékony alkalmazás az arcon és a testen

- Biztonságos és hatékony az érzékenyebb területeken is
- Precíziós tartozék az arc biztonságos kezeléséhez
- Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében
- Gyengéd kezelés

### Maximális szabadság, problémák nélkül

- Vezeték nélküli kényelem
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
- Öt állítható fényenergia-beállítás
- „Slide and flash” mód a még kényelmesebb alkalmazhatóság érdekében


# Fénypontok

## IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségzsalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőrtelenítőt. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.

## Élvezze mindennap bőre simaságát!



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz.

## Egyszerűen hatékony

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinikai vizsgálataink kimutatták, hogy alig négy egymást követő, két hetente megismételt kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, érezhetően sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen

ismételje meg a kezelést, amikor csak szükséges. A kezelések között eltelt idő egyénenként változhat a szőrszálak típusától függően. – A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

## Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A Philips Lumea szintén NEM alkalmas nagyon sötét bőrtípusokhoz.

## Alkalmazási területek

Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll és pajesz) és a test szőrtelenítésére (lábak, hónalj, bikinivonal, has és karok).

## Gyors kezelés a lábakon



Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű testrészekben, pl. lábakon végzett gyors használat érdekében.

## Még nagyobb biztonság az arcon




A precíziós tartozék egy további beépített fényszűrőt tartalmaz, mely biztonságos és kényelmes kezelést biztosít a felső ajak, az áll és a pajesz esetében. Használható a test más érzékeny területein is, például a hónaljon és a bikinivonalon, illetve a nehezen elérhető területeken.

## Gyengéd kezelés



Gyengéd a bőrhöz.

## Vezeték nélküli kényelem



A Lumea egyedülálló vezeték nélküli kialakítása tökéletesen egyszerű használatot nyújt maximális mozgástérrel.

## Fénypontok

### Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy gélekre.

### „Slide and flash” mód



A csúsztató mozgás (Slide & Flash mód) kényelmes és folyamatos használatot tesz lehetővé.

### Öt fényenergia-beállítás



A Philips Lumea öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelés. Megfelelően alkalmazva a Philips Lumea IPL-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes területeken is.

### Luxus védőtok

A Philips Lumea Prestige készülékhez az egyszerű tárolás érdekében luxus védőtok tartozik.

# Műszaki adatok

## Alkalmazási területek

**Testterületek:** Kar, Láb, Has, Bikinivonal, Hónalj

**Arc:** Áll, Pajesz, Felső ajak

## Biztonság és állítható beállítások

**Beépített UV-szűrő:** Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

**5 fényenergia-beállítás:** Bőrtípushoz állítható

**Beépített biztonsági rendszer:** Véletlen villanás megakadályozása

## Alkalmazás módja

**Csúsztat és villant:** Kényelmesen alkalmazható

**Vezetékes/vezeték nélküli használat:** Vezeték nélküli

**Lép és villant:** A hajlatok kezeléséhez

## Energiaellátás

**Feszültség:** 100–240 V

**Töltési idő:** 100 perc

**Működési idő:** Minimum 370 villanás

## Műszaki adatok

**Nagy teljesítményű lámpa:** Több mint 250 000 villanást biztosít

## Tartozékok

**Precíziós tartozék (2 cm<sup>2</sup>):** Az arc biztonságos kezeléséhez

**Testszőrtelenítő tartozék (4 cm<sup>2</sup>):** A nyak alatti területeken való használatra

## Szerviz

**Jótállás:** Kétéves globális garancia

## Tartozékok

**Töltő:** Többfeszültségű töltő

**Használati útmutató:** Felhasználói kézikönyv

**Tárolás:** Luxus védőtok

**Tartozék:** Tisztítókendő

## Alkalmazási idő

**Alsó lábszár:** 8 perc

**Hónalj:** 1 perc

**Bikinivonal:** 1 perc

**Arc:** 1 perc

