

PHILIPS

sonicare



Interdentale reiniger

AirFloss Pro/Ultra

met DiamondClean 9000

met 1 spuitkop en 1 opzetborstel

Oplaadglas, reisetui



HX8494/03

Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Ultra de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbeterd de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

Superieure reiniging

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
- Gepersonaliseerde poetservaring
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Superieure technologie

- Technologie met lucht en microdruppels
- Hoogwaardige spuitkop

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten
- Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!

Kenmerken

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Microdruppeltechnologie




Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Start met gemak een gezonde gewoonte



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Hoogwaardige spuitkop



Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuitkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.

Kenmerken

4 poetsstanden, 3 sterktes



De DiamondClean 9000 heeft de standen Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging, White+ is voor het verwijderen van tandaanslag, Gum Health reinigt het tandvles voorzichtig maar effectief, en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De


tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere voor een gevoelige mond.

Philips Sonicare-technologie



Krachtige sonische trillingen veranderen uw tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen. Ze worden diep tussen uw tanden en langs uw tandvlesrand geleid. U krijgt een maand aan handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.

Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*



Dankzij de C3 Premium Plaque Control-opzetborstel weet u zeker dat uw gebit grondig wordt gereinigd. De zachte, flexibele borstelharen hebben een gebogen design, waardoor ze de contouren van uw tanden volgen, 4x meer contact** maken en tot 10x meer plak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Specificaties

Vermogen

Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Display: Verlicht display

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer

Handvat: Slank, ergonomisch design

Spuitskop/hulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Meegeleverde artikelen

Reisetui: USB-reisoplader

Docking station: 1

Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence

Handvat: 1 DiamondClean 9000

Oplaadglas: 1

AirFloss Ultra-handvat: 1

Spuitskop: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Reinigt de hele mond in 60 seconden, Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*

Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, vermindering van tandplak, minder bloedend tandvlees

Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*

Voor de beste resultaten: Vervang de spuitskop iedere 6 maanden

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken



* of uw geld terug

** indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

*** Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren