

PHILIPS

sonicare



Jet dentaire - Noir

**Power Flosser 3000
sans fil**

Élimine jusqu'à 99,9 % de la
plaque dentaire

Nettoyage complet en
60 secondes

2 modes, 3 intensités

Charge rapide et universelle avec
un câble USB-C



HX3806/33

La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* dans les zones nettoyées

Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.

Easy and convenient


- Réservoir de 250 ml facile à remplir
- Technique sans effort
- Canule standard pour un nettoyage localisé
- Charge rapide et universelle avec un câble USB-C

Faster, more effective flossing

- 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités
- Nettoyage complet en 60 secondes
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace


Points forts

Technologie Quad Stream



La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

Technologie Pulse Wave




Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.

2 modes, 3 intensités



Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.

Nettoyage complet en 60 secondes




Accédez aux zones difficiles d'accès grâce à une canule qui tourne à 360 degrés pour vous permettre d'utiliser l'appareil dans n'importe quelle orientation. Offrez-vous un nettoyage poussé à 360° en seulement 60 secondes, du début à la fin.

Recharge via USB-C




La charge pratique avec un câble USB-C utilise la même connexion que la plupart des téléphones mobiles ou des tablettes. Profitez de 14 jours de nettoyage maximum avec une seule charge.

Réservoir de 250 ml



Le réservoir de 250 ml contient suffisamment d'eau pour les 60 secondes de nettoyage recommandées. Dévissez-le tout simplement afin de le retirer, ou utilisez l'orifice de remplissage latéral pour le remplir facilement.

Technique sans effort



Il vous suffit de positionner l'appareil et d'appuyer sur le bouton pour réaliser un nettoyage interdentaire plus efficace. Dirigez la canule entre vos dents et le long des gencives : elle se charge du reste !

Canule standard pour un nettoyage localisé



Une canule standard à jet unique augmente la pression pour le nettoyage localisé et l'élimination des résidus alimentaires lorsque vous en avez besoin.

Power Flosser 3000 sans fil

Jet dentaire - Noir

HX3806/33

Caractéristiques

Alimentation

Tension: Chargeur multi-tension

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Performances

Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

Accessoires inclus

Power Flosser sans fil: 1

Canule F1 Standard: 1

Canule F3 Quad Stream: 1

Housse de transport: 1

Câble de recharge USB: 1

Adaptateur secteur USB: 1

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Intensités: 3

Bénéfices santé

Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dans les zones nettoyées*

Design et finition

Couleur: Noire

