

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra - interdentale reiniger

met DiamondClean-
tandenborstel

met 1 spuitkop en 1 opzetborstel
Oplaadglas, reisetui



HX8491/03

Gezonder tandvlees binnen 2 weken*

Ontwikkeld voor onregelmatige flossers

Voor degenen die niet consequent flossen, is AirFloss Pro/Ultra**** de gemakkelijkste manier om goed tussen de tanden te reinigen. AirFloss Pro/Ultra kan worden gebruikt in combinatie met mondwater of water en is volgens klinische tests net zo effectief als flossen voor gezond tandvlees.**

Verbetert de mondhygiëne

- Het is klinisch bewezen dat deze even effectief is voor de gezondheid van het tandvlees als flossen**
- Verwijdert tot 99,9% tandplak***
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen
- Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel

Provides a superior clean

- DiamondClean-opzetborstel van Sonicare voor wittere tanden
- Ontworpen voor maximale sonische beweging

Superieure technologie

- Hoogwaardige spuitkop
- Technologie met lucht en microdruppels
- Instellingen voor aanpasbare drievoudige burst

De makkelijkste manier voor effectieve reiniging tussen de tanden

- Het duurt maar 60 seconden: richt, druk, reinig!
- Een eenvoudige manier om een gezonde gewoonte te starten

Kenmerken

Maakt uw tanden dubbel zo wit



Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

Maximale sonische beweging



Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor optimale kracht van de handgreep tot aan het uiteinde van de opzetborstel. Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar zachte reiniging, elke keer weer.

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***

Microdruppeltechnologie



Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.

Start met gemak een gezonde gewoonte



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.

Gezonder tandvlees



Van de Philips Sonicare AirFloss Ultra is klinisch bewezen dat deze de gezondheid van het tandvlees net zo verbetert als flossen.** Binnen twee weken gezonder tandvlees.

Reinigt in slechts 60 seconden



Met de AirFloss Ultra duurt het reinigen van uw hele mond minder dan 60 seconden per dag. Selecteer eenvoudig uw burst-frequentie (één, twee of drie), en houd de activeringsknop ingedrukt voor continue automatische stoten of druk een keer voor de handmatige burst-modus.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Philips Sonicare AirFloss Ultra spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Kenmerken

Hoogwaardige spuitkop




Door de nieuwe hoogwaardige AirFloss Ultra-spuutkop wordt de kracht van onze lucht- en microdruppeltechnologie versterkt zodat deze nog effectiever en efficiënter werkt.

Aanpassing via drievoudige burst



De krachtige spray van de AirFloss Ultra kan iedere keer dat u op de startknop drukt via enkele, dubbele of drievoudige bursts naar wens worden aangepast.

DiamondClean-opzetborstel



DiamondClean-opzetborstels, de beste opzetborstels voor wittere tanden van Philips Sonicare, hebben ruitvormige borstelharen die effectief maar mild oppervlaktevlekken en tandplak verwijderen. Verwijdert in slechts 1 week vlekken die ontstaan door koffie, thee, rode wijn, sigaretten en tabak.

Specificaties

Vermogen

Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: LED-lampjes in het handvat geven het accuniveau weer

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Spuitskophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Levensduur accu: 1-3 weken****

Meegeleverde artikelen

Docking station: 1

Reisetui: USB-reisoplader

Opzetborstels: 1 DiamondClean-standaardborstel

Handvat: 1 DiamondClean

Opladglas: 1

AirFloss Ultra-handvat: 1

AirFloss Ultra-spuitskop: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Reinigt de hele mond in 60 seconden, Maakt het tandvlees in 2 weken gezonder*

Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min

Prestaties: Verwijdert tot wel 99,9% tandplak**

Klinisch bewezen resultaten: Even effectief als flossen, gezonder tandvlees, vermindering van tandplak, minder bloedend tandvlees

Aanpasbare instellingen: Automatische of handmatige burst, Enkele/dubbele/drievoudige burst***

Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Voor de beste resultaten: Vervang de spuitskop iedere 6 maanden

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Pools: Maak uw tanden lichter en polijst ze

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees



* of uw geld terug

** indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.

*** Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren

**** AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.

***** afhankelijk van de gebruikte burst-instelling