

PHILIPS

AVENT



Pojedynczy laktator
elektryczny z serii Natural

Natural

Z butelką o poj. 125 ml



SCF332/01

Większa wygoda, więcej pokarmu

Laktator z nakładką masującą

Gdy znajdujesz się w wygodnej pozycji i jesteś zrelaksowana, wówczas mleko łatwiej wypływa. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasz najwygodniejszy jak dotąd laktator. Usiądź wygodnie, nie pochylając się do przodu i pozwól, aby miękka nakładka masująca delikatnie stymulowała wypływ mleka.

Usiądź wygodniej, nie pochylając się do przodu

- Wygodniejsza pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Delikatnie stymuluje uwalnianie i wypływ pokarmu

- Ciepła w dotyku, miękka nakładka masująca

Inne zalety

- Intuicyjne składanie. Łatwe, wizualne dopasowywanie części
- Niewielka i lekka konstrukcja
- Zgodność z innymi produktami do karmienia Philips Avent
- Łatwe czyszczenie dzięki niewielkiej liczbie oddzielnych części
- Łatwa obsługa za dotknięciem przycisku

Wybierz ustawienie, które najbardziej Ci odpowiada

- Tryb delikatnej stymulacji i 3 ustawienia odciągania pokarmu

Zalety

Wygodniejsza pozycja



Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że mleko z piersi trafia bezpośrednio do butelki, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodniej podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby całe mleko znalazło się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu w naturalny sposób sprawiają, że mleko łatwiej wypływa.

Łatwy wybór ustawień

Po włączeniu laktator automatycznie przechodzi w tryb delikatnej stymulacji, aby uruchomić wypływ pokarmu. Następnie możesz wybrać jedno z 3 ustawień odciągania — zgodnie ze swoimi preferencjami.

Miękka nakładka masująca



Nasza nakładka masująca ma nową, miękką, aksamitną fakturę, która jest ciepła w dotyku — dzięki temu wygodnie i delikatnie stymuluje

wypływ pokarmu. Została ona zaprojektowana tak, aby naśladować ssanie dziecka i delikatnie wspomagać stymulowanie wypływu pokarmu.

Kompaktowa konstrukcja

Laktator ma niewielkie wymiary, dzięki czemu łatwo go chwycić i odpowiednio dopasować do piersi. Jego podstawa jest mała i lekka — można ją ustawić w zasięgu ręki, tak aby mieć pełną kontrolę podczas odciągania pokarmu. Rurkę można łatwo owinąć wokół podstawy, co zapewnia dodatkową wygodę podczas transportu i przechowywania. Dzięki zasilaniu bateryjnemu urządzenie może być używane w podróży.

Łatwe czyszczenie

Czyszczenie jest łatwe dzięki niewielkiej liczbie oddzielnych części. Twój pokarm nigdy nie zetknie się z rurką ani z podstawą. Wszystkie części — poza elektrycznymi — można myć w zmywarce.

Łatwa obsługa

Pojedynczy laktator elektroniczny jest idealny dla mam, które często odciągają pokarm i chcą to robić bez wysiłku, tylko za dotknięciem przycisku.

Intuicyjne składanie

Łatwe, wizualne dopasowywanie części umożliwia intuicyjne składanie.

Zgodność ze wszystkimi produktami

Laktatora można używać z innymi produktami do karmienia Philips Avent, w tym z butelkami Classic i pojemnikami na pokarm. Philips Avent oferuje również akcesoria do pielęgnacji piersi, które zwiększają komfort i pomagają wydłużyć okres karmienia piersią.

Dane techniczne

Laktator

Material: Bez bisfenolu A*

Konstrukcja

Projekt butelki: Ergonomiczny kształt, Szeroka szyjka

Konstrukcja laktatora: Kompaktowa konstrukcja

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Material

Laktator: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Butelka: Polipropylen, Bez bisfenolu A*

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków: 1 szt.

Opakowania z próbkami wkładek laktacyjnych:

2 (2 wkładki na dzień i 2 wkładki na noc) szt.

Pokrywa zamykająca do przechowywania pokarmu: 1 szt.

Butelka Natural 125 ml: 1 szt.

Część główna laktatora: 1 szt.

Nakładka w standardowym rozmiarze: 1 szt.

Podstawa z rurką: 1 szt.

Zapasowa membrana: 1 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Intuicyjne składanie, Łatwe czyszczenie, Zgodność ze wszystkimi produktami

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna stymulacja

Ustawienia: 3 ustawienia odciągania, 1 tryb stymulacji

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

