

PHILIPS

sonicare



Soniczna szczoteczka
do zębów z aplikacją

DiamondClean 9000

4 programy, 3 intensywności

Aplikacja mobilna pozwala
śledzić postępy

Końcówka C3 Premium Plaque
Defence

Czujnik siły nacisku i szorowania



HX9911/27

Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

4 programy czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Aplikacja na telefon (raport), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni. Dodawane akcesoria: Stylowa szklanka z funkcją ładowania, Eleganckie etui z możliwością ładowania USB

Ciesz się stylową i wygodną w użyciu rączką

- Długi czas użytkowania po naładowaniu

Zadbaj o zdrowie jamy ustnej

- Bezlitosna dla płytki nazębnej, delikatna dla dziąseł
- Usuwa do 100% więcej przebarwień w 3 dni*
- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*

Szczoteczka DiamondClean 9000 dopasowuje się do Twoich potrzeb


- Mycie zębów zaprojektowane z myślą o Tobie
- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Inteligentny dobór programu czyszczenia i jego intensywności
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

Śledź swój postęp dzięki aplikacji na telefon

- Zacznij już teraz i zadbaj o zdrowie swojej jamy ustnej


Zalety

Usuwa do 5x więcej przebarwień***



Pozbądź się przebarwień na powierzchni zębów i ciesz się bielszym uśmiechem. Gęste włosie końcówki W3 Premium White zaprojektowano specjalnie w tym celu, a jej skuteczność została potwierdzona klinicznie.

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*




Końcówka C3 Premium Plaque Defence została zaprojektowana z myślą o najgłębszym czyszczeniu. Miękkie i elastyczne włosie końcówki dopasowuje się do kształtu zębów, czterokrotnie (4x) zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami, i skutecznie dociera do przestrzeni międzyzębowych.*

C3 Premium Plaque Defense



Końcówka C3 Premium Plaque Defence została zaprojektowana z myślą o najgłębszym czyszczeniu. Miękkie i elastyczne włosie dopasowuje się do kształtu zębów, zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami czterokrotnie (4x), i skutecznie dociera do przestrzeni międzyzębowych.*

Raport postępu



Szczoteczka DiamondClean 9000 zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Inteligentne czujniki poinformują Cię, gdy będziesz naciskał zbyt mocno, a po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.

4 programy, 3 poziomy intensywności



Szczoteczka DiamondClean 9000 oferuje cztery programy czyszczenia (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+). Program Clean specjalizuje się w precyzyjnym czyszczeniu na co dzień, White+ w usuwaniu przebarwień, Gum Health w skutecznym czyszczeniu bardzo delikatnym dla dziąseł, a Deep Clean+ w pobudzającym głębokim czyszczeniu. Dodatkowo, trzy poziomy intensywności (wysoki, średni, niski) pozwolą jeszcze bardziej dopasować pracę szczoteczki do potrzeb Twojej jamy ustnej.

Funkcja Brush Sync



Dzięki funkcji BrushSync, końcówka Philips Sonicare inteligentnie połączy się z Twoją szczoteczka automatycznie włączając dedykowany program czyszczenia.


DiamondClean 9000

Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

HX9911/27

Zalety

Czujnik siły nacisku



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean 9000 na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz naciskać zbyt mocno, szczoteczka od razu Cię o tym poinformuje. Dzięki temu poprawisz swoją technikę szczotkowania.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikonka na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

Akumulator



Stosując regularnie, szczoteczka będzie pracować do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Dane techniczne

Łączność WiFi

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym, z systemem operacyjnym iOS7

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Etui podróżne: Etui podróżne z możliwością ładowania USB

Rączka: 1 DiamondClean 9000

Końcówki szczoteczki: 1 C3 Premium Plaque Control

Szklanka do ładowania: 1

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Usuwanie przebarwień: Nawet do 100% mniej przebarwień*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski, Średni

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Skuteczne czyszczenie bardzo

delikatne dla dziąseł

White+: Usuwanie przebarwień

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki

temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Technologia BrushSync: Łączy inteligentną rączkę szczoteczki, i inteligentną końcówkę

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.

