

PHILIPS


AVENT



Pompă de sân electrică
dublă Comfort

Natural

Include 2 biberoane 4 oz



SCF334/02

Mai mult confort și lapte

Pompă de sân cu pernă de masaj

Când te simți confortabil și ești relaxată, laptele tău curge mai ușor. De aceea am creat cea mai confortabilă pompă de sân de până acum: stai așezată confortabil, fără a fi nevoită să te apleci în față, și lasă perna moale de masaj să îți stimuleze delicat debitul laptelui.

Așează-te mai confortabil, fără să te apleci în față

- Poziție de colectare a laptelui matern mai confortabilă datorită designului unic

Stimulează delicat lactația și curgerea laptelui

- Pernă moale de masaj pentru o senzație de căldură

Alte beneficii

- Include biberonul și tetina noastră Natural pentru facilitarea alăptării
- Asamblare intuitivă. Corespondență vizuală ușoară a componentelor
- Design compact și ușor, include o geantă de călătorie utilă
- Curățare ușoară datorită numărului mic de componente separate
- Ușor de utilizat prin atingerea unui singur buton

Alege-ți setarea cea mai confortabilă

- Prevăzută cu mod de stimulare delicată și 3 setări de colectare lapte matern

Mai mult lapte în mai puțin timp

- Economie de timp perfectă pentru mămici

Repere

Poziție mai confortabilă



Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar și atunci când ești așezată drept. Aceasta înseamnă că poți sta așezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziție de ședere comodă și o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai ușoară a laptelui.

Setări simple

În momentul activării, pompa pornește automat în modul de stimulare delicată pentru a face laptele să curgă. Apoi, poți alege din 3 setări de colectare a laptelui pentru un debit de lapte comod.

Pernă moale de masaj



Perna de masaj are o textură nouă moale și catifelată, care conferă o senzație de căldură și stimulează delicat și confortabil curgerea

laptelui. Perna este concepută să simuleze în mod delicat acțiunea de supt a copilului pentru a stimula lactația.

Curățare ușoară

Curățarea se realizează ușor datorită numărului mic de componente separate. Laptele nu intră niciodată în contact cu tubul și cu baza. Toate componentele se pot spăla în mașina de spălat vase, cu excepția pieselor electrice.

Utilizare ușoară

Pompele de sân electrice duble sunt ideale pentru mamicile care folosesc în mod frecvent popma de sân. Economisește timp pompând confortabil la ambii săni în același timp.

Economie de timp perfectă pentru mămici

Pomparea simultană la ambii săni este dovedit mai eficientă și poate chiar să îți crească abilitatea de a produce lapte.*

Asamblare intuitivă

Correspondență vizuală ușoară a componentelor pentru o asamblare intuitivă.

Design compact

Pompa pentru sân este compactă, ceea ce o face ușor de ținut și de poziționat pe sân. Baza mică și ușoară se poate așeza ușor într-o poziție confortabilă, pentru control total în timpul pompării. Pentru confort sporit la transport și depozitare, tubul se înfășoară în jurul bazei. Pe lângă pompa de sân este inclusă o geantă de călătorie utilă.

Include tetina noastră Natural

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea și facilitează capacitatea bebelușului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Specificații

Pompă de sân

Material: BPA free*

Design

Design biberon: Ergonomic shape, Wide neck

Design pompă pentru sân: Compact design

Țara de origine

Anglia: Yes

Material

Pompă pentru sân: Polypropylene, BPA free*

Biberon: Polypropylene, BPA free*

Tetina: Silicone, BPA free*

Ce este inclus

Pachete eșantion cu tamponane pentru săni: 2 (2 tamponane de zi și 2 tamponane de noapte) buc.

Tetina extra-moale pentru nou-născut: 2 buc.

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui:

2 buc.

Biberon Natural de 4 oz: 2 buc.

Pernă de dimensiuni standard: 2 buc.

Corpul pompei de sân: 2 buc.

Travel bag: 1 buc.

Baza și tubul: 1 buc.

Diafragmă de rezervă: 2 buc.

Carcasă de voiaj: 2 buc.

Ușor de utilizat

Utilizarea pompei de sân: Intuitive assembly, Easy cleaning, Fully compatible range

Funcții

Nu este necesară aplecarea în față: Sit in a comfortable position

Pernă moale de masaj: Gentle stimulation

Setări: 3 Expression settings, 1 Stimulation mode

Mai mult lapte în mai puțin timp: The perfect time saver

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 months

