

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
elétrica sónica

2100 Series

Tecnologia sónica

QuadPacer e SmarTimer

Design ergonómico esguio

14 dias de vida útil da bateria



HX3651/13

Adeus escova de dentes manual. Olá tecnologia sónica.

Remoção de placa bacteriana até 3 vezes superior*

A tecnologia sónica aliada à ação de escovagem elimina suavemente 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual.

Designed around you

- Bateria com vida útil de 14 dias
- O design ergonómico torna a escova de dentes fácil de segurar e de utilizar
- Adeus, transformador. Olá, USB.

Optimize your brushing

- Otimize a sua escovagem com o SmarTimer e o QuadPacer

Easy transition to Sonicare

- Easy-Start para facilitar a transição

Protects your gums

- Escovagem segura e suave

Provides superior clean

- Remove a placa dentária até 3 vezes melhor do que uma escova de dentes manual*
- A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave


Destaques

Tecnologia Sonicare avançada




As vibrações potentes das cerdas criam microbolhas que penetram profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para uma experiência refrescante. Obtenha os resultados de dois meses de escovagem manual em apenas 2 minutos.** 31 000 escovadelas por minuto limpam suavemente os dentes e rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Remove até 3x mais placa bacteriana*




Foi clinicamente comprovado que a escova de dentes elétrica Sonicare com tecnologia Sonicare avançada remove até 3 vezes mais placa bacteriana* do que uma escova de dentes manual. Remove a placa bacteriana dos dentes e ao longo da linha das gengivas, protegendo simultaneamente as gengivas.

Escovagem segura e suave



A escova de dentes Sonicare proporciona-lhe uma limpeza profunda sem ser dura nos dentes e gengivas. As vibrações sônicas suaves mas potentes proporcionam uma limpeza excepcional, enquanto são suaves para os seus dentes e gengivas.

SmarTimer e QuadPacer



O SmarTimer de 2 minutos e o QuadPacer de 30 segundos fornecem orientação para escovar os dentes durante o período de tempo recomendado em todas as áreas da boca, de forma a garantir uma limpeza completa.

Desenvolvida a pensar em si




O design fino, leve e ergonômico faz com que a escova de dentes seja fácil de segurar e de utilizar, para que possa obter uma limpeza fantástica sem qualquer esforço.

Carga da bateria de longa duração



A vida útil da bateria dura até 14 dias, para que possa passar longos períodos de tempo sem a carregar.

Easy-Start



O nosso programa Easy-Start oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

Adeus, transformador. Olá, USB.

Os transformadores podem parecer pequenos, mas somados, os seus plásticos têm um impacto ambiental enorme. Ao mudar para carregadores USB apenas nas séries 1000-4000 da Philips Sonicare, podemos utilizar até menos 189 210 kg de plástico todos os anos. Impressionante, certo?

2100 Series

Escova de dentes elétrica sónica

HX3651/13

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: DC5V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias*****

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Sistema da cabeça da escova: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Itens incluídos

Carregador: 1

Pega: 1 série 2100

Cabeça de escova: 1 C1 ProResults padrão

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 3 vezes mais placa bacteriana*

Velocidade: Até 31 000 movimentos da escovagem/min.

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

