

PHILIPS

sonicare



Set 2 Periuțe de dinți
electrice cu aplicație

DiamondClean 9000

4 moduri de periaj, 3 niveluri de
intensitate

62.000 mișcări/minut

2x Capete C3 Premium Plaque
Control

Senzor de presiune



HX9914/54

Dinți mai albi și mai sănătoși

Dinți mai albi în numai 1 zi****

Cea mai bună albire Philips Sonicare cu cea mai elegantă periuță de dinți sonică electrică. Alege Philips Sonicare.

Bucură-te de un design elegant și ușor de utilizat

- Simplu de încărcat și de pornit

Utilizatorii DiamondClean au o sănătate orală îmbunătățită

- Dur cu placa bacteriană, delicat cu gingiile
- Elimină până la de 10 ori mai multă placă bacteriană* pentru o curățare în profunzime

Lasă periuța DiamondClean 9000 să se adapteze nevoilor tale

- Experiență de periere personalizată
- Te anunță dacă apeși prea tare
- BrushSync selectează automat cel mai bun mod pentru tine
- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere

Rămâi pe drumul cel bun cu un raport de activitate personalizat

- Începe și menține obiceiuri sănătoase


DiamondClean 9000

Set 2 Periuțe de dinți electrice cu aplicație

HX9914/54


Repere

Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană*



Cu capul de perie C3 Premium Plaque Control, știi că obții cea mai profundă curățare posibilă. Perii moi și flexibili sunt concepuți să se curbeze pe conturul dinților, oferindu-ți o suprafață de contact de 4 ori mai mare** și îndepărtând până la de 10 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile.

Raport de activitate



DiamondClean 9000 îți oferă îndrumările de care ai nevoie pentru a-ți îmbunătăți și menține obiceiurile de periere sănătoase între controalele stomatologice. Senzorii inteligenți integrați te anunță când aplici prea multă presiune. În plus, conectând experiența de periere la aplicația Sonicare, un raport de activitate personalizat te ajută să rămâi pe drumul cel bun, pentru a vedea cât de mult te-ai îmbunătățit în timp.

4 moduri, 3 intensități



DiamondClean 9000 dispune de modurile Clean, White+, Gum Health și Deep Clean+ pentru a avea grijă de nevoile tale de periaj. Modul Clean


asigură curățare zilnică excepțională, White+ îndepărtează petele, Gum Health asigură curățarea delicată și totuși eficientă a gingiilor, iar Deep Clean+ îți oferă curățare profundă revigorantă. Cele trei intensități îți permit să alegi între o setare mai ridicată pentru curățare îmbunătățită și o setare mai redusă pentru persoanele sensibile.

Sincronizarea modurilor BrushSync



Capetele de periere inteligente asigură utilizarea modului și a intensității potrivite pentru cea mai bună curățare posibilă. De exemplu, să presupunem că folosești capul de periere W3 Premium White. Tehnologia BrushSync a periuței DiamondClean 9000 va sincroniza automat capul de periere cu modul White+ pentru a-ți albi dinții.

Senzor de presiune integrat



Se poate să nu observi că îți periezi dinții prea apăsător, dar DiamondClean 9000 nu va trece asta cu vederea. Dacă trebuie să reduci presiunea, periuța de dinți va emite un sunet intermitent. Te anunță astfel să lași capul de periere să-și facă treaba. 7 din 10 persoane au considerat că această funcție i-a ajutat să își perieze dinții mai eficient.

Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp, așa că trebuie să fii atent pentru a te asigura că obții o curățare excelentă. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Mementoul de înlocuire BrushSync de pe mâner și un semnal sonor scurt te anunță când acesta trebuie înlocuit.

Baterie cu durată mare de viață



Periuța DiamondClean 9000 poate fi utilizată timp de până la două săptămâni la o singură încărcare.

C3 Premium Plaque Defense



Capul de periere Premium Plaque Defense este conceput să îți ofere cea mai profundă curățare de până acum. Marginile moi și flexibile și perii se curbează perfect pe conturul dinților, oferindu-ți o suprafață de contact de 4 ori mai mare și ajutându-te să cureți zonele greu accesibile*.

DiamondClean 9000

Set 2 Periuțe de dinți electrice cu aplicație

HX9914/54

Specificații

Actualizare produs

Perioada de asistență: Philips va furniza actualizările de securitate necesare până la 31 decembrie 2026.

Conectivitate

Tehnologia wireless Bluetooth®: Aplicația Connected brushing

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 14 zile***

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Negru

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Compatibilitate

Compatibilitate cu Android: Telefoane Android, Tablete compatibile cu Bluetooth 4.0

Compatibilitate iOS: iPad gen. a 3-a sau model

mai nou, iPhone 4S sau model mai nou, cu iPhone iOS7 sau model mai nou, cu sistem de operare iOS7

Ușor de utilizat

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Atenționare de înlocuire: Pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate, pictograma de reamintire se aprinde

Articole incluse

Mâner: 2 DiamondClean 9000

Capete de periere: 2 capete C3 Premium Plaque Defense

Pahar de încărcare: 1

Bază pentru încărcător: 2

Performanță de curățare

Performanță: Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană*

Cronometru: BrushPacer și SmarTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

3 intensități: Ridică, Redusă, Medie

Deep Clean+: Pentru o curățare profundă și revigorantă

Gum Health: Atenție specială pentru molari

White+: Pentru îndepărtarea petelor de suprafață

Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

Tehnologie BrushSync: capul de periere inteligent, Conectează mânerul inteligent și

Asistență pentru software

Actualizări de software: Philips oferă actualizări software relevante pe o perioadă de 2 ani după data cumpărării.



* more than a manual toothbrush
** comparativ cu DiamondClean
*** pe baza a două perieri de câte două minute pe zi
**** în modul White+, folosind o marcă de top de pastă de
dinți pentru albire, comparativ cu o periuță de dinți
manuală