

PHILIPS

sonicare



Sonische, elektrische
tandenborstel + reisetui

3100 series

Poetsdruksensor

2 minuten Smart timer

Verwijdert tot wel 3x zo veel
tandplak

14 dagen batterijduur



HX3673/11

Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering*

Sonische technologie in combinatie met de werking van onze borstels verwijdert 3 keer meer* tandplak dan een handtandenborstel.

Ontworpen voor u

- Gebruik minder. Hergebruik meer
- Batterij met een lange levensduur van 14 dagen
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Maakt reizen makkelijker voor u

Optimaliseer het poetsen

- Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Easy transition to Sonicare

- Easy-Start om de overgang te vergemakkelijken

Protects your gums


- Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

Provides superior clean

- Verwijdert tot wel 3x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel*
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging


Kenmerken

Geavanceerde sonische technologie



Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengemaakt en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

Verwijdert tandplak 3x beter*



Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie tot 3x beter tandplak verwijdert dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.

Bescherm uw tandvlees



De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u

minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

Smartimer en QuadPacer



Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

Easy-start



Ons Easy-Start-programma biedt u de mogelijkheid om de eerste 14 keer dat u uw nieuwe tandenborstel gebruikt geleidelijk de poetskracht te verhogen.

Accu met lange levensduur



De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

Slank reisetui



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte USB-oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

Geen adapter meer. Hallo USB.



Voedingsadapters lijken misschien klein, maar als ze bij elkaar worden opgeteld, hebben ze een enorme impact op het milieu. Door alleen al in onze Philips Sonicare 1000-4000-serie over te stappen op een USB-oplader, kunnen we elk jaar tot 189,210 kg minder plastic gebruiken. Dat is krachtig, toch?

3100 series

Sonische, elektrische tandenborstel + reisetui

HX3673/11

Specificaties

Vermogen

Spanning: DC 5 V

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

14 dagen*****

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Suikerroze

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

BrushSync-vervangingsherinnering:

Vervangingsherinnering, Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen, Herinneringsicoon gaat branden, om altijd de beste resultaten te garanderen

Meegeleverde artikelen

Reisetui: 1

Docking station: 1

Handvat: 1 3100-serie

Opzetborstel: 1 C1 ProResults-standaardborstels

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot 3 keer meer tandplak*

Snelheid: Tot 31.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen



* Vergelijken met een gewone tandenborstel voor gezondere tanden en tandvlees

* Individuele resultaten kunnen variëren

** Informatie beschikbaar

***** op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand