

PHILIPS

sonicare



Zestaw szczoteczek
sonicznych z aplikacją

DiamondClean 9000

4 programy, 3 intensywności

Aplikacja mobilna pozwala
śledzić postępy

Końcówka C3 Premium Plaque
Defence

Czujnik siły nacisku i szorowania



HX9914/57

Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

4 programy czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Aplikacja na telefon (raport), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni. Dodawane akcesoria: Stylowa szklanka z funkcją ładowania,

Ciesz się stylową i wygodną w użyciu rączką

- Długi czas użytkowania po naładowaniu

Zadbaj o zdrowie jamy ustnej

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*
- Nasza wyjątkowa technologia zapewnia efektywne i delikatne czyszczenie

Szczoteczka DiamondClean 9000 dopasowuje się do Twoich potrzeb

- Mycie zębów zaprojektowane z myślą o Tobie
- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Inteligentny dobór programu czyszczenia i jego intensywności
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

Śledź swój postęp dzięki aplikacji na telefon

- Zacznij już teraz i zadbaj o zdrowie swojej jamy ustnej

DiamondClean 9000

Zestaw szczoteczek sonicznych z aplikacją

HX9914/57

Zalety

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*



Główka szczoteczki C3 Premium Plaque Control została zaprojektowana z myślą o najgłębszym czyszczeniu. Miękkie i elastyczne włosie końcówki dopasowuje się do kształtu zębów, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami i skutecznie dociera do przestrzeni międzyzębowych

Technologia Philips Sonicare



Silne drgania dźwiękowe zmieniają pastę do zębów w bąbelki walczące z płytką nazębną i wpuszczają je głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. W ciągu zaledwie 2 minut otrzymasz efekt porównywalny do efektu po miesięcznym myciu zębów szczoteczką manualną.

Czujnik siły nacisku



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean 9000 na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz naciskać

zbyt mocno, szczoteczka od razu Cię o tym poinformuje. Dzięki temu poprawisz swoją technikę szczotkowania.

4 programy, 3 poziomy intensywności



Szczoteczka DiamondClean 9000 ma 4 programy: Czyszczenie, White+, Gum Health i Deep Clean+, które zaspokoją Twoje potrzeby w zakresie szczotkowania. Tryb Czyszczenie zapewnia wyjątkową czystość każdego dnia, tryb White+ usuwa przebarwienia, tryb Gum Health delikatnie i skutecznie czyści dziąsła, a tryb Deep Clean+ pobudza i oczyszcza. Trzy poziomy intensywności umożliwiają wybór wyższego lub niższego ustawienia w celu zwiększenia efektu lub w przypadku bardziej czułych jam ustnych.

Funkcja Brush Sync




Dzięki funkcji BrushSync, końcówka Philips Sonicare inteligentnie połączy się z Twoją szczoteczką automatycznie włączając dedykowany program czyszczenia.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikona na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

Raport postępu



Szczoteczka DiamondClean 9000 zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Inteligentne czujniki informują Cię, gdy będziesz naciskał zbyt mocno, a po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.

Akumulator



Stosując regularnie, szczoteczka będzie pracować do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Dane techniczne

Aktualizacja produktu

Okres pomocy technicznej: Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 roku.

Łączność WiFi

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny i różowe złoto

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad

trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym, z systemem operacyjnym iOS7

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikona na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Rączka: 2 DiamondClean 9000

Końcówki szczoteczki: 2 C3 Premium Plaque Defense

Szklanka do ładowania: 1

Ładująca podstawka do szklanki: 2

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła

Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

3 poziomy intensywności: Wysoki, Średni, Niski

Deep Clean+: Zapewnia pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Zapewnia skuteczne czyszczenie, które jest zarazem delikatne dla dziąseł

White+: Służy do usuwania przebarwień

Program czyszczenia: Zapewnia dokładne czyszczenie każdego dnia

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikona na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Technologia BrushSync: i inteligentną końcówkę,

Łączy inteligentną rączkę szczoteczki

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.

