

PHILIPS

AVENT

Enkele elektrische borstkolf
met bewaarbekers

Afcolven, bewaren en voeden.

Bevat zacht massagekussen

Natural-flessen en -spenen x2

10 bewaarbekers en deksels

SCD223/20



Meer comfort en meer melk.* Afcolven, bewaren en voeden

Enkele elektrische kolf met bewaarbekers

Deze handige set bevat alles dat je nodig hebt om af te kolven, de melk te bewaren en je baby te voeden. Inclusief twee flessen en tien bewaarbekers. Gebruik het massagekussen voor extra comfort of het krachtige kussen voor meer kolfkracht.

Verzorgen - Wegwerpborstkompressen

- Zijdezacht, ademend materiaal

Afcolven - Enkele elektrische borstkolf

- Kies de instelling die voor jou het meest effectief en comfortabel is
- Ontworpen voor stil afcolven
- Zacht massagekussen stimuleert subtiel de melkafgifte
- Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp
- Krachtig kussen voor extra zuigkracht
- Comfortabele kolfpositie door uniek design

Voeden - Natural-fles en -speen

- Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

Bewaren - Bewaarbekers

- Veilig bewaren en vervoeren
- Kolf in bewaarflessen

Kenmerken

Comfortabele kolfpositie



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je comfortabel kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

Zacht massagekussen



De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

Zacht, krachtig kussen



Kies het krachtige kussen als je meer zuigkracht nodig hebt.

Eenvoudige instellingen om uit te kiezen

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou het aangenaamst te laten verlopen.

Stille pomp

Ontworpen voor discreet afkolven.

Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken



Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp. Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je ook bent.

Inclusief onze Natural-fles



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Kolf in bewaarflessen



Met de melkbewaarbekeradapter kun je eenvoudig afgekolfd melk bewaren zonder lekken en verlies van eerder afgekolfd melk.

Lekvrij deksel



Philips Avent-bewaarbekers hebben een deksel die zorgt voor een goede afsluiting voor veilig bewaren en meenemen.

Voelt zijdezacht aan



De Philips Avent wegwerpborstkompressen hebben een zijdezachte bovenlaag en zijn gemaakt van ademend materiaal. Ze hebben meerdere lagen voor een uitstekende absorptie.

Specificaties

Ontwerp

Ontwerp borstkolf: Compact ontwerp

Flesontwerp: Ergonomische vormgeving, Brede hals

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

Flesvoeding: BPA-vrij*, Polypropyleen

Speen: BPA-vrij*, Siliconen

Borstkolf: BPA-vrij * (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

Borstkompressen: Natuurlijk, ademend materiaal, Zijdezachte bovenlaag

Bewaarbekers: BPA-vrij, polypropyleen

Inclusief

Adapter voor bewaarbeker met melk: 2 stk

Afsluitplaatje voor melkopslag: 1 stk

Natural-fles van 125 ml: 1 stk

Natural-fles van 260 ml: 1 stk

Borstkolfbehuizing: 1 stk

Basisunit incl. slang: 1 stk

Melkbewaarbeker (180 ml): 10 stk

Proefverpakkingen borstkompressen: 1 set (2 stuks)

Normaal kussen (19,5 mm): 1 stuk (een groter kussen is afzonderlijk verkrijgbaar)

Krachtig kussen (27 mm): 1 x

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief in elkaar te zetten

Functies

Niet langer vooroverleunen: Zitten in een comfortabele positie

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Instellingen: 3 afkolvingsinstellingen, 1 stimulatiemodus

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden



* Klinisch bewezen comfort: bij een onderzoek onder 110 moeders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland in maart 2016 gaven moeders Philips Avent-producten een gemiddelde score van 8,6/10 voor comfort.

* Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: www.philips.com/avent

* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011