

PHILIPS

sonicare

ソニックア— 3100

Philips Sonicare 3100
series

音波水流

過圧防止センサー機能

カドペーサー機能とスマートタイマー機能

スリムなデザイン*¹



HX3671/35

スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

*¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

毎分約31,000ストロークの高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。 *¹既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

使いやすさ重視の設計

- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- USB充電器台

使いやすさ重視の設計

- スリムで持ちやすいデザイン*¹

ブラッシングを最適化

- スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）・カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

ソニックア—への移行は簡単

- イーリースタート機能

歯ぐきを保護

- 過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

Philips Sonicare 3100 series

ソニッケアー 3100

HX3671/35

仕様

電源

対応電圧: DC5V (USB Type A)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 14 日間, 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ミント

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: スリムなデザイン

ブラシヘッド交換お知らせ機能: パフォーマンスを維持するために, リマインダーアイコンが点灯します

内容・付属品

充電器: USB 充電器台 1 台 (ウォールアダプタは同梱されていません。ご自身でご準備ください)

ハンドル: 3100 シリーズ 1 本

ブラシヘッド: ホワイトプラス (レギュラー) 1 本

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧防止センサー: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

クリーン: 歯をキレイに

スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

* vs manual toothbrush for healthier teeth and gums

** スタンダードモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-07-24
バージョン: 5.5.1

EAN: 87 20689 00443 5

www.philips.com