

PHILIPS

AVENT



Tiralatte elettrico

Singolo

Premium

Batteria ricaricabile

Display con timer



SCF396/11

Ispirato dal bambino. Utile per la mamma

Tecnologia Natural Motion per un flusso del latte più veloce*

Scopri la nuova frontiera dell'estrazione del latte con il tiralatte elettrico Philips Avent. Dotato di un equilibrio perfetto tra suzione e stimolazione dei capezzoli, si ispira alla suzione naturale del bambino. La morbida coppa in silicone si adatta delicatamente alla dimensione e alla forma del capezzolo. Continua a leggere per saperne di più.

Altri vantaggi

- Scegli la tettarella con il flusso più adatto per il tuo bambino

Tecnologia personalizzata e facile da utilizzare

- Numero ridotto di parti e configurazione intuitiva
- Funzione di pausa/avvio
- Funzione di memorizzazione
- Motore silenzioso per un'estrazione discreta ovunque
- Esperienza personalizzata, 8 + 16 livelli di impostazione

Soluzione delicata e confortevole

- Cuscinetto in silicone morbido ed ergonomico con misura unica
- Estrai il latte senza inclinati in avanti


Estrazione rapida: più latte in meno tempo*

- Tecnologia Natural Motion per un flusso del latte veloce*

Batteria ricaricabile e display del timer


In evidenza

Flusso del latte veloce*



Estrai più latte in meno tempo* con un cuscinetto che stimola il seno per estrarre il latte proprio come farebbe il bambino. È possibile passare facilmente dalla modalità di stimolazione a quella di estrazione. Inoltre, il tiralatte applica solo il corretto livello di stimolazione del capezzolo e di estrazione per massimizzare il flusso di latte. Il calcolo è effettuato sulla base del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER).*

Si adatta al capezzolo



Misura unica. Poiché tutte noi abbiamo forme e dimensioni diverse, il cuscinetto in silicone si flette delicatamente modellandosi sul tuo capezzolo. Si adatta al 99,98% dei capezzoli* (fino a 30 mm).

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante



Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una

tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.

Mettiti comoda



Estrai il latte in tutta tranquillità grazie a un design che ti consente di sederti senza doverti inclinare in avanti. Nessuna necessità di inclinarsi in avanti, posizione di estrazione confortevole clinicamente testata*. Sulla base dei risultati di uno studio clinico di prodotto effettuato con 20 partecipanti (2019); il 90% dei partecipanti trova la posizione di estrazione confortevole (tiralatte elettrico singolo); il 95% dei partecipanti trova la posizione di estrazione confortevole (tiralatte elettrico doppio).

Personalizzato in base alle tue necessità



Ottimizza ogni sessione in base alle tue esigenze grazie a un'ampia gamma di impostazioni di stimolazione ed estrazione. Il nostro tiralatte offre 8 livelli di stimolazione e 16 livelli di estrazione per un'esperienza personalizzata.

Estrai ovunque in modo discreto



Estrai il latte dove e quando vuoi grazie al motore silenzioso dal design sottile.

Usalo facilmente anche in viaggio



Estrai il latte anche quando non sei in casa senza doverti preoccupare di trovare una presa di corrente. La nostra batteria ricaricabile è dotata di un adattatore micro-USB e ha un'autonomia massima di 3 sessioni con una sola ricarica completa.

Pulizia e configurazione semplici



Il nostro sistema di estrazione chiuso fa sì che il latte resti al di fuori dei tubi per semplificare la pulizia. Il numero ridotto di parti rende il riassettaggio un gioco da ragazzi.

Salva le impostazioni preferite



Sai cosa ti piace? Il tiralatte memorizza automaticamente le ultime impostazioni, quindi tutto quello che devi fare è sederti e premere il tasto di avvio.

In evidenza

Monitora il tempo di estrazione

Monitora il tempo di estrazione per ogni seno e quello totale grazie al display provvisto di timer digitale.

Fai una pausa ogni volta che vuoi



Se senti il bisogno di regolare le impostazioni o di fare una pausa, il pulsante di avvio/pausa è sempre a portata di mano.

Trova la tettarella con il flusso più adatto



Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio accensione: 100 - 240 V

Materiale

Biberon: Senza BPA*, Polipropilene

Tettarella: Senza BPA*, Silicone

Tiralatte: Senza BPA* (solo parti a contatto con il cibo)

Contenuto della confezione

Coppette assorbilatte monouso: 2 pz.

Kit di estrazione: 1 pz.

Adattatore micro-USB: 1 pz.

Gruppo motore (ricaricabile): 1 pz.

Dischetto sigillante: 1 pz.

Biberon da 125 ml: 1 pz.

Tettarella a flusso lento: 1 pz.

Facilità d'uso

Utilizzo del tiralatte: Pulizia e montaggio facili, motore silenzioso, funzione di memorizzazione, batteria ricaricabile, display motore

Funzioni

Non serve inclinarsi in avanti: Siediti comodamente

Impostazioni: 16 livelli di estrazione, 8 livelli di stimolazione

Cuscinetto morbido ed ergonomico: Stimolazione delicata



* Sulla base del risultato del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER) ottenuto da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), rispetto ai risultati del tempo di riflesso di eiezione del latte ottenuti da tecnologie di estrazione Philips precedenti a seguito di studio di fattibilità con 9 partecipanti (Paesi Bassi, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 partecipanti, Israele); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 partecipanti caucasici, Stati Uniti); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia).

* Sulla base dei risultati del questionario per il cuscino 1k da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019)

* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011