



Irrigatore orale  
senza fili

**Power Flosser 3000**

Rimuove fino al 99,9% di placca

2 modalità, 3 intensità

Pulizia completa in 60 secondi

Ricarica rapida universale con  
cavo da USB-A



HX3826/33

## Pulizia interdentale riprogettata con la tecnologia Quad Stream

Rimuove fino al 99,9% di placca\* sulle zone trattate

Pulisci in modo completo e senza sforzo tra i denti per migliorare la salute delle tue gengive. L'esclusiva punta Quad Stream pulisce un'area maggiore con meno sforzo, per una pulizia interdentale efficace e corretta ogni volta.

### **Easy and convenient**

- Serbatoio da 250 ml semplice da riempire
- Ricarica rapida universale con cavo da USB-A a spinotto
- Tecnica semplice
- Punta standard per pulizia localizzata

### **Faster, more effective flossing**

- 2 modalità di pulizia interdentale, 3 intensità
- Pulizia completa in 60 secondi
- La tecnologia Pulse Wave ti guida da un dente all'altro
- Tecnologia Quad Stream per una pulizia interdentale più rapida ed efficace

### **An effortless clean with advanced technology**

- Tecnologia Quad Stream: rimuove la placca sotto il bordo gengivale

# Power Flosser 3000

Irrigatore orale senza fili

HX3826/33


## In evidenza

### Tecnologia Quad Stream



L'esclusiva punta Quad Stream a X separa il flusso in 4 getti d'acqua, che coprono un'area maggiore tra i denti e lungo il bordo gengivale. Ottieni una pulizia più rapida e profonda senza il fastidio del filo interdentale.

### Pulisce sotto il bordo gengivale



La tecnologia Quad Stream è in grado di rimuovere fino al 99% della placca dalle tasche parodontali profonde 6 mm.

### Tecnologia Pulse Wave




I delicati impulsi d'acqua ti guidano da un dente all'altro nella Modalità pulizia profonda per una pulizia accurata ogni volta.

### 2 modalità, 3 intensità




Scegli la pulizia che più si adatta al tuo sorriso. La modalità Clean genera un flusso continuo per una pulizia quotidiana efficace. Gli impulsi della Modalità pulizia profonda assicurano una pulizia più accurata. Il livello di intensità è regolabile per il massimo comfort.

### Pulizia completa in 60 secondi



Accedi alle zone difficili da raggiungere con una spazzola che ruota di 360 gradi, per utilizzare il dispositivo in qualsiasi direzione. Ottieni una pulizia completa a 360 gradi in soli 60 secondi dall'inizio alla fine.

### Ricarica rapida con cavo da USB-A a spinotto




Comoda ricarica con cavo da USB-A a spinotto. Puoi pulire fino a 14 giorni con una sola ricarica.

### Serbatoio da 250 ml




Il serbatoio di 250 ml contiene abbastanza acqua per la pulizia di 60 secondi consigliata. È sufficiente ruotare e rimuovere oppure utilizzare lo sportello di riempimento laterale per un facile riempimento.

### Tecnica semplice



Basta puntare e premere per una pulizia interdentale più efficace. Punta tra i denti e lungo il bordo gengivale e lascia che faccia tutto il lavoro per te!

### Punta standard per pulizia localizzata



Una punta standard a getto singolo aumenta la pressione per la pulizia localizzata e la rimozione dei residui di cibo quando necessario.

# Power Flosser 3000

Irrigatore orale senza fili

HX3826/33

## Specifiche

### Assorbimento

**Voltaggio:** Caricatore multitemperatura

### Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

### Facilità d'uso

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Beccuccio:** Aggancio e sgancio semplice

### Prestazioni

**Pulizia:** Pulizia di tutta la bocca in 60-90 secondi

### Accessori inclusi

Power Flosser senza filo: 1

F1 Beccuccio standard: 1

F3 Beccuccio Quad Stream: 1

Borsa da viaggio: 1

Cavo di ricarica USB: 1

Adattatore USB a parete: 1

### Modalità

**Clean:** Per un'accurata pulizia quotidiana

**Intensità:** 3

**Deep Clean:** Per una pulizia interdentale profonda

### Benefici per la salute

**Rimozione della placca:** Rimuove fino al 99% di placca sulle zone trattate\*

**Sottogengivale:** Rimuove fino al 99% della placca sotto il bordo gengivale\*\*

### Aspetto e rifiniture

**Colore:** Black

