

PHILIPS

AVENT



Elektrická odsávačka mlieka

Dvojité

Premium

Nabíjateľná batéria

Displej na sledovanie času



SCF398/11

Inšpirované dieťaťom. Efektívne pre mamičku

Technológia prirodzeného pohybu pre rýchlejší tok mlieka*

Objavte novú éru odsávania s dokonalým vyvážením sania a stimulácie bradavky inšpirované prirodzeným spôsobom pitia bábätiok. Elektrická odsávačka mlieka Philips Avent udržuje optimálny tok mlieka a jemne sa prispôsobuje veľkosti a tvaru vašej bradavky.

Ďalšie výhody

- Vyberte správny prietok cumlíka pre vaše dieťa

Prispôsobiteľná a jednoducho použiteľná

- Minimálny počet dielov a intuitívne skladanie
- Funkcia Prerušit/Spustiť
- Pamäťová funkcia
- Tichý pohon umožňuje diskrétnu odsávku kdekoľvek
- Taška a puzdro na odsávačku mlieka
- Prispôsobiteľné odsávanie, 8 + 16 úrovni nastavenia

Jemné a pohodlné


- Jemná a prispôsobivá silikónová vložka univerzálnej veľkosti
- Odsávajte bez predkláňania

Rýchle odsajte viac mlieka za kratší čas*

Nabíjateľná batéria a zobrazenie časovača


Hlavné prvky

Rýchly tok mlieka*



Odsajte viac mlieka za kratší čas* s vložkou, ktorá stimuluje prsníky tak, aby odsávala mlieko presne ako bábätko. Plynule prejde z režimu stimulácie do režimu odsávania a aplikuje správne množstvo stimulácie bradavky a sania na dosiahnutie maximálneho toku mlieka. Vychádza z výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER).*

Prispôsobí sa vašej bradavke



Jedna veľkosť vhodná pre všetky. Pretože každá z nás má iný tvar a veľkosť, silikónová vložka sa zľahka natiahne a prispôsobí sa vašej bradavke. Je vhodná pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).

Pohodlne sa usadíte



Pri odsávaní sa môžete cítiť uvoľnene vďaka dizajnu, ktorý vám umožní sedieť vzpriamene, bez potreby predkláňania. Nemusíte sa predkláňať, ide o klinicky preukázanú, pohodlnú polohu pri odsávaní.* Na základe výsledkov klinického skúšania výrobku, vykonaného na

20 účastníkoch (2019); 90 % účastníčok považuje polohu pri odsávaní za pohodlnú (jednoduchá elektrická); 95 % účastníčok považuje polohu pri odsávaní za pohodlnú (dvojitá elektrická).

Prispôbuje sa vašim potrebám



Prispôbte každé použitie svojim potrebám so širokou škálou nastavení stimulácie a odsávania. Naša odsávačka mlieka ponúka 8 úrovní stimulácie a 16 úrovní odsávania na prispôbenie vašim predstavám.

Nájdite správny prietok cumlíka



Každé dieťa sa kŕmi odlišne a vyvíja sa vlastným tempom. náš dizajn má celý rad prietokových rýchlostí, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše dieťa a prispôbili si svoju fľašu. Všetky cumlíky sa chovajú ako prirodzené a sú vyrobené z mäkkého silikónu.

Diskrétno odsávajte kdekoľvek



Odsávajte kedykoľvek a kdekoľvek chcete vďaka nášmu tichému pohonu s tenkým dizajnom.

Jednoduché používanie na cestách



Odsávajte na cestách a nerobte si starosti so zdrojom napájania. K nabíjateľnej batérii sa dodáva adaptér micro USB a batéria vydrží na jedno úplné nabitie až 3 použitia.

Jednoduché čistenie a skladanie



Náš uzavretý systém odsávania znamená, že mlieko sa nedostane do hadičiek, teda si vyžaduje menej čistenia. Vďaka menšiemu počtu dielov je jeho opätovné zloženie hračka.

Uložte si obľúbené nastavenia



Viete, čo sa vám páči? Odsávačka mlieka si automaticky pamätá vaše posledné nastavenie, takže stačí, ak si sadnete a stlačíte tlačidlo štart.

Hlavné prvky

Sledujte si čas odsávania

Sledujte, ako dlho ste odsávali z každého prsníka, ako aj celkový čas odsávania na digitálnom displeji časovača.

Prerušte kedykoľvek podľa svojho želania



Ak potrebujete upraviť nastavenia alebo si dať prestávku, tlačidlo spustenia/prerušenia máte vždy na dosah ruky.

Taška a puzdro na odsávačku mlieka



Používajte na mieru šitú tašku a izolačné puzdro, aby ste si mohli vziať odsávačku so sebou a minimalizovali objem.

Technické údaje

Napájanie

Napájanie zo siete: 100 - 240 V

Materiál

Fľaša: Neobsahuje BPA*, Polypropylén

Cumlík: Neobsahuje BPA*, Silikónový

Odsávačka mlieka: Bez BPA* (iba časti, ktoré sú v kontakte so stravou)

Čo je súčasťou balenia

Cestovná taška: 1 ks

Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky: 2 ks

Súprava na odsávanie: 2 ks

Izolačné puzdro: 1 ks

Adaptér micro USB: 1 ks

Pohonná jednotka (nabíjateľná): 1 ks

Tesniace viečko: 2 ks

Fľaša s objemom 118 ml (4 oz): 2 ks

Cumlík s pomalým prietokom: 2 ks

Jednoduché použitie

Použitie odsávačky mlieka: Jednoduché čistenie a zostavenie, tichý pohon, s funkciou pamäte, nabíjateľná batéria, displej pohonnej jednotky, cestovná taška a puzdro

Funkcie

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v pohodlnej polohe

Nastavenie: 16 úrovní odsávania, 8 úrovní stimulácie

Mäkká a prispôsobivá vložka: Jemná stimulácia



* Na základe porovnania výsledkov času spustenia toku mlieka (čas do reflexu uvoľňovania mlieka – MER) z klinickej skúšky, vykonanej na 20 účastníkoch, (Holandsko, 2019) s časom do reflexu uvoľňovania mlieka v prípade inej predchádzajúcej technológie odsávačiek Philips podľa štúdie uskutočniteľnosti, vykonanej na 9 účastníkoch (Holandsko, 2018).

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 účastníkov, Izrael); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 účastníkov bielej rasy, USA); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005, (28 účastníkov, Austrália).

* Na základe výsledkov dotazníka v prípade 1000 vložiek v rámci klinickej skúšky s 20 účastníkmi (Holandsko, 2019)

* Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.