

PHILIPS

AVENT



Dvojité poháriky na zachytávanie mlieka

Hands-free



SCF439/01

Pohodlné používanie doma aj na cestách

Poháriky na zachytávanie mlieka pri odsávaní bez použitia rúk

Či už ste doma, na cestách alebo späť v práci, vďaka dvom zberným nádobám bude odsávanie jednoduchšie a efektívnejšie. Priehľadné zberné nádoby umožňujú jasný pohľad dovnútra, takže ľahko umiestnite bradavku pre optimálny tok mlieka a zároveň môžete sledovať jeho množstvo. Odsávajte s istotou od prvej kvapky až po tú poslednú. Balenie obsahuje 4 ks silikónových prsných nastavcov SkinSense a 2 ks vložiek do nastavcov.

Ďalšie výhody

- Pre elektrické odsávačky mlieka Premium, Advanced a Hands-Free

Fyzická sloboda pri odsávaní

- Pohybujte sa voľne vďaka mimoriadne ľahkým pohárikom na zachytávanie mlieka

Napodobňuje rytmus pitia dieťaťa

- Efektívne* odsávanie s rytmom, ktorý napodobňuje rytmus dieťaťa

Ľahké použitie, jednoduché čistenie a montáž

- Sledujte tok mlieka vďaka úplne priehľadným pohárikom na zachytávanie mlieka
- Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov

Bezproblémové prispôsobenie pre všetky mamičky

- Kompletný rad prsných nastavcov a veľkostí vložiek
- Nájdite si ideálny rozmer za pár sekúnd
- Silikónové nastavce sa tvarom jemne prispôbujú prsníkom

Hands-free

Dvojité poháriky na zachytávanie mlieka

SCF439/01

Hlavné prvky

Napodobňuje rytmus sania bábätka




Bábätká vedia, ako piť najlepšie! Preto naša hands-free elektrická odsávačka materského mlieka napodobňuje ich prirodzený rytmus sania – takže si môžete nájsť svoj vlastný rytmus pre efektívne* odsávanie a optimálny tok mlieka. Silikónové prsné vložky a nástavce na bradavky správnej veľkosti podporujú vaše odsávanie a zabezpečujú bezpečné a pohodlné nosenie na každom kroku.

Jedinečné prsné nadstavce SkinSense



Naše jedinečné silikónové prsné nadstavce SkinSense sú navrhnuté na zistenie maximálneho pohodlia a jemne prispôbujú svoj tvar vašim prsiam využitím prirodzeného tepla vášho tela. Prsné nadstavce sú vyrobené z potravinárskeho silikónu a zaisťujú dokonalý pocit istoty.

Priehľadný pohárik na zachytávanie mlieka



Priehľadné poháriky na zachytávanie mlieka poskytujú voľný pohľad dovnútra. Pomôžu vám správne umiestniť bradavku, aby ste dosiahli čo

najlepšie odsávanie, a vizuálne sledovať objem materského mlieka. Tým sa zaistí spoľahlivé odsávanie od prvej kvapky po poslednú.

Mimoriadne ľahký pohárik na zachytávanie mlieka




Jeden prázdny pohárik na zachytávanie mlieka váži len trochu viac ako 100 gramov – až 3x ľahší ako nositeľná odsávačka mlieka. Poháriky pohodlne sedia v podprsienke a sotva zbadáte, že tam sú.

Karta veľkosti bradaviek



Pomocou karty veľkosti bradaviek nájdete ideálnu veľkosť prsných nadstavcov – a vložiek do prsných nadstavcov, ak ich používate. Meranie trvá len chvíľu a vďaka rozsahu, ktorý vyhovuje 99 % mamičiek, zabezpečíme pohodlné a bezpečné prispôbenie pre každú z vás.

Jednoduché čistenie a zostavovanie



Odsávačku a jej príslušenstvo sme navrhli tak, aby boli čo najjednoduchšie. Vďaka len niekoľkým spojovacím dielom je jednoduché


každú zbernú nádobu rozobrať, vyčistiť (ručne alebo v umývačke riadu), vydezinfikovať a opäť zostaviť.

Extra kompatibilita



Tieto poháriky na zachytávanie mlieka bez použitia rúk možno použiť s elektrickou odsávačkou mlieka Philips Avent Premium, elektrickou odsávačkou mlieka Advanced a elektrickou odsávačkou mlieka Hands-Free. Výmena pohárikov trvá len niekoľko sekúnd a výhody tu nekončia.

Vhodné pre 99 % mamičiek



Podporujeme každú mamičku, aby sa cítila čo najlepšie, a nastavce správneho tvaru a veľkosti je toho nevyhnutnou súčasťou. Táto štartovacia súprava obsahuje celý rad prsných nadstavcov a veľkostí vložiek do nadstavcov, ktoré sú vhodné pre 99 % mamičiek s cieľom zaisťovať maximálne pohodlie pri odsávaní.

Technické údaje

Materiál

Pohárik, predný kryt, kryt prsného nadstavca:

Polypropylén

Prsný nadstavec, membrána, ventil, vložka:

Tekutý silikón

Silikónová hadička: Silikónový

Čo je súčasťou balenia

Pohárik na zachytávanie mlieka (zložený): 2 ks

Silikónové hadičky: 2 ks

Kryt prsného nadstavca (protiprachový): 2 ks

Prsný nadstavec (21 mm, 24 mm): 2 ks každý

19 mm vložka: 2 ks

Jednoduché použitie

Použitie odsávačky mlieka: Ľahké použitie, jednoduché čistenie a montáž

Funkcie

Flexibilita pri pohybe: Odsávanie bez použitia rúk

Špecifikácie prsného nadstavca a vložky:

K dispozícii je niekoľko veľkostí pre ideálne prispôsobenie

