

**PHILIPS**

**AVENT**



Dvojitá elektrická  
odsávačka mlieka

Hands-free



SCF532/11

## Majte voľné ruky. Majte viac času.

### Napodobňuje rytmus pitia dieťaťa

Jednoduchá elektrická hands-free odsávačka materského mlieka Philips Avent je navrhnutá pre efektívne a pohodlné odsávanie. Napodobňuje prirodzený rytmus sania dieťaťa, a vďaka vysokému výkonu, jemnému silikónovému materiálu a ľahkej konštrukcii umožňuje odsávanie bez nutnosti drženia.

#### Fyzická sloboda pri odsávaní

- Pohybujte sa voľne vďaka mimoriadne ľahkým pohárikom na zachytávanie mlieka
- Pohodlné nosenie zaisťuje maximálny pohyb

#### Napodobňuje rytmus pitia dieťaťa

- Odsávajte efektívne\* s rytmom, ktorý napodobňuje rytmus vášho dieťaťa
- Tiché odsávanie s výkonom porovnateľným s nemocničnými odsávačkami

#### Ľahké použitie, jednoduché čistenie a montáž

- Sledujte tok mlieka vďaka úplne priehľadným pohárikom na zachytávanie mlieka
- Jednoduché čistenie a montáž s malým počtom dielov
- Prispôbte si odsávanie pomocou 24 režimov

#### Bezproblémové prispôsobenie pre všetky mamičky

- Silikónové nastavce sa tvarom jemne prispôbujú prsníkom
- Rad prsných nastavcov a veľkostí vložiek do prsných nastavcov pre každú mamičku

# Hlavné prvky

### Napodobňuje rytmus sania dieťaťa



Bábätká vedianajlepšie, ako piť! To je dôvod, prečo naša elektrická odsávačka mlieka bez pomoci rúk napodobňuje ich prirodzený rytmus pitia – takže si môžete nájsť svoj vlastný rytmus pre efektívne\* odsávanie a optimálny výdaj mlieka. Odsávačka mlieka Philips Avent bez pomoci rúk, ktorá odsáva až 85-krát za minútu, je 2-krát rýchlejšia ako väčšina ostatných odsávačiek\*\*.

### Tiché odsávanie s výkonom ako nemocničné odsávačky




Tichá motorová jednotka vám poskytne výkon porovnateľný s nemocničnými odsávačkami, ktorý očakávate od tradičnej odsávačky materského mlieka. V tomto prípade však ide o kompaktné a prenosné prevedenie. Vďaka nabíjacej batérii môžete odsávať výkonne a diskretné kedykoľvek a kdekoľvek.

### Jedinečné prsné nadstavce SkinSense



Naše jedinečné silikónové prsné nadstavce SkinSense sú navrhnuté na zistenie maximálneho pohodlia a jemne prispôbujú svoj tvar vašim prsiam využitím prirodzeného tepla vášho tela. Prsné nadstavce sú vyrobené z potravinárskeho silikónu a zaisťujú dokonalý pocit istoty.

### Priehľadný pohárik na zachytávanie mlieka



Priehľadné poháriky na zachytávanie mlieka poskytujú voľný pohľad dovnútra. Pomôžu vám správne umiestniť bradavky, aby ste dosiahli čo najlepšie odsávanie, a vizuálne sledovať objem materského mlieka. Tým sa zaistí spoľahlivé odsávanie od prvej kvapky po poslednú.

### Mimoriadne ľahký pohárik na zachytávanie mlieka



Jeden prázdny pohárik na zachytávanie mlieka váži len trochu viac ako 100 gramov – až 3x ľahší ako nositeľná odsávačka mlieka. Poháriky pohodlne sedia v podprsienke a sotva zbadáte, že tam sú.

### Pohodlie pri nosení pre maximálnu voľnosť pohybu



Naša hands-free odsávačka je navrhnutá tak, aby sa prispôbila vášmu životnému štýlu. Vďaka praktickému pletenému popruhu a sponke na oblečenie môžete motorovú jednotku nosiť krížom cez telo alebo pripevnenú k opasku. Nastaviteľná dĺžka popruhu vám umožní upraviť si odsávačku presne podľa svojich potrieb. Udržujte si vlastný rytmus, buďte v pohybe a majte všetko pod kontrolou – kedykoľvek, kedykoľvek.

## Hands-free

Dvojitá elektrická odsávačka mlieka

SCF532/11


# Hlavné prvky

### Prispôsobené odsávanie




Vyťažte z každého odsávania maximum vďaka 8 režimom stimulácie toku mlieka a 16 režimom odsávania. Počas odsávania ich môžete jemne doladovať a vďaka automatickému uloženiu ideálneho nastavenia do pamäte je odsávačka vždy pripravená na použitie.

### Jednoduché na čistenie a zostavenie



Našu odsávačku a jej príslušenstvo sme navrhli tak, aby bolo ich používanie čo najjednoduchšie. Len s niekoľkými spojovacími dielmi sa dá každý pohárik na zachytávanie mlieka ľahko rozobrať, očistiť (ručne alebo v umývačke riadu), dezinfikovať a znova zložiť.

### Nájdite svoju ideálnu veľkosť behom niekoľkých sekúnd



Pomocou karty na meranie veľkosti bradaviek ľahko zistíte ideálnu veľkosť silikónových prsných vložiek a nástavcov na bradavky, ak je to potrebné. Meranie trvá len chvíľku a vďaka širokému rozsahu veľkostí, ktoré vyhovujú 99 % mamičiek, máte o pohodlné a bezpečné nosenie postarané.

## Technické údaje

### Príkon

**Zdroj:** Nabíjateľná batéria/USB-C (adaptér nie je súčasťou balenia)

### Materiál

**Pohárik, predný kryt, kryt prsného nastavca:**

Polypropylén

**Prsný nastavec, membrána, ventil, vložka:**

Tekutý silikón

**Silikónová hadička:** Silikónový

### Čo je súčasťou balenia

**Kábel USB-C:** 1 ks

**Pás na prenášanie:** 1 ks

**Spojka trubičky:** 1 ks

**Nabíjateľná pohonná jednotka (s odnímateľnou sponou):** 1 ks

**Pohárik na zachytávanie mlieka (zložený):** 2 ks

**Silikónové hadičky:** 2 ks

**Kryt prsného nastavca (protiprachový):** 2 ks

**Prsný nastavec (21 mm, 24 mm):** 2 ks každý

**Karta veľkosti bradaviek:** 1 ks

**19 mm vložka:** 2 ks

### Jednoduché použitie

**Použitie odsávačky mlieka:** Ľahké použitie, jednoduché čistenie a montáž

### Funkcie

**Flexibilita pri pohybe:** Odsávanie bez použitia rúk

**Nastavenia prispôsobenia:** 16 úrovní odsávania v režime odsávania, 8 úrovní odsávania v režime stimulácie

**Pohonná jednotka:** Nabíjateľná batéria/USB-C, Plné nabitie batérie trvá až 1,5 hodiny a vydrží cca. 5 odsávaní

**Špecifikácie prsného nastavca a vložky:**

K dispozícii je niekoľko veľkostí pre ideálne prispôsobenie

