

PHILIPS

AVENT

Kaksiosainen,
sähkökäyttöinen ja ladattava

Natural Motion -tekniikka

Miellyttävä silikonityyny

8 + 16 asetusta



SCF398

Täydellinen kaksoisrintapumppu

Nopea, mukava pumppu, josta äidit pitävät

Koe maidon pumppaamisen uusi aikakausi. Philipsin sähkökäyttöinen Avent-rintapumppu jäljittelee lapsen luonnollista imurytmiä ja stimuloi rinnanpaita. Pehmeä tyyny mukautuu hellävaraisesti rinnanpään kokoon ja muotoon. Katso lisätietoja alta.

Muita etuja

- Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

Mukautettu ja helppokäyttöinen

- 8 stimulointiasetusta, 16 pumppausasetusta
- Kuiskaavan hiljainen moottori tekee imetyshetkistä rentoja ja rauhallisia
- Eristetty suojapussi helpottaa mukana pitämistä
- Pidä tauko silloin, kun haluat
- Helppo puhdistaa ja koota, sillä osia on vähemmän
- Aloita edellisen käyttökerran asetuksilla

Hellävarainen ja mukava käyttää

- Pehmeä silikonityyny on miellyttävä kaikille kehoille

Nopea pumppaus, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*

- Natural Motion -tekniikka saa maidon virtaamaan nopeasti*

Ladattava akku ja ajastimen näyttö

Kohokohdat

Nopea maidontulo*



Ainutlaatuinen Natural Motion -tekniikka saa maidon virtaamaan jopa minuutissa.** Pumpun imuote on hellävarainen, ja se hieroo sekä imee juuri sopivalla tavalla. Siksi ei ole yllättävää, että 97 % äideistä pitää pumppea tehokkaana*** ja 100 % kättilöistä suosittelee sitä.

Mukautuu rinnanpäähän



Pumpun pehmeä ja joustava silikonityyny sopii rinnan ja nänнин päälle niiden muodosta riippumatta. Tyyny sopii 99,98 prosenttiin**** kaikista rintojen ko'ista***, ja sen imuote on sekä hellävarainen että tukeva.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää



Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Löydä tutti, jossa virtaus on juuri oikea



Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

Matkalla pumppaaminen



Runko on pienikokoinen ja ladattava. Voit siis valmistautua päivään tai vaikka keittää kupin teetä ilman virtajohtojen kanssa sotkemista.

Mukautuu tarpeisiisi




Ota kaikki irti jokaisesta käyttökerrasta 8 maitovirran stimulointiasetuksen ja 16 pumppausasetuksen ansiosta. Voit hienosäätää asetuksia käytön aikana.

Helppo koota ja puhdistaa




Suunnittelimme pumpun, jonka käyttö on yksinkertaista. Siinä on vain muutama osa, joten sen puhdistaminen ja kokoaminen on helppoa.

Pumppaa huomaamattomasti missä vain



Pumppumme moottori on käytössä lähes äänetön, joten voit pumpata maitoa kotona tai missä tahansa ilman, että ääni aiheuttaa häiriötä.

Aloita edellisen käyttökerran asetuksilla



Muistitoiminto tallentaa edellisen käyttökerran stimulointi- ja pumppausasetukset automaattisesti. Sinun tarvitsee vain ottaa mukava asento ja painaa aloituspainiketta.

Kohokohdat

Pidä tauko silloin, kun haluat



Sinä päätät. Voit pitää tauon milloin tahansa yhden kosketuksen keskeytyksen ja käynnistyksen ansiosta ja jatkaa milloin vain haluat.

Seuraa pumppausaikaasi



Pumppausajan seuraaminen on pieni, mutta merkittävä ominaisuus. Voit seurata pumppauksen kestoa digitaalinäytön ajastimesta, joka ilmoittaa kokonaiskeston lisäksi kummankin rinnan pumppauksen keston.

Eristetty suojapussi



Räätälöity suojapussi kulkee mukana kaikkialle, missä ikinä pumppaatkin, ja se pitää tarvikkeesi eristettynä sekä säilyttää ne siististi. Tyylikäs kangas on helppo puhdistaa sekä sisä- että ulkopuolelta.

Tekniset tiedot

Virta

Verkkojännite: 100V - 240 V

Materiaali

Rintapumppu: Ei BPA:ta* (vain ruokaan koskevat osat)

Sisältö

Kertakäyttöinen liivinsuoja: 4 kpl

Pumppuosa: 2 kpl

Suojapussi: 1 kpl

Micro-USB-sovitin: 1 kpl

Moottoriyksikkö (ladattava): 1 kpl

Tiivistelevy: 2 kpl

Maitopussit: 5 kpl

125 ml:n pullo: 2 kpl

Hidas tutti: 2 kpl

Toiminnot

Pehmeä ja mukautuva tyyny: Hellävarainen stimulointi



* Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksiin [MER] syntyminen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019); verrattuna Philipsin aikaisemalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).

* *1K-SE: 70 prosentilla osallistujista maidonerityksen refleksi syntyi 60 sekunnissa. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksiin [MER] syntyminen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019), verrattuna Philipsin aikaisemalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).

* **Perustuu kliiniseen koekäyttöön, johon osallistui 20 henkilöä (Alankomaat 2019), pisteiden keskiarvo sähkökäyttöiselle yhden rinnan rintapumpulle ja sähkökäyttöiselle kahden rinnan rintapumpulle. 95 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen yhden rinnan rintapumppu); 100 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen kahden rinnan rintapumppu).

* ***Perustuu seuraaviin: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019 (109 osallistujaa, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993 (20 osallistujaa [eurooppalaista alkuperää], USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).

* ****Tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat EU-asetuksen 10/2011 mukaisesti.