

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandborste med
app + 4 C3 Borsthuvuden

DiamondClean 9000

Ansluten borstning utan krångel

Inbyggd trycksensor

Smart borsthuvudsidentifiering

4 lägen, 3 intensitetsnivåer



HX9914/63

Vitare, hälsosammare tänder livet ut

Vitare tänder på bara 1 dag*

Philips Sonicares bästa soniska eltandborste polerar bort fläckar på tänderna. Byt till Sonicare.

Få en snygg och användarvänlig design

- Enkelt att ladda och styla

DiamondClean-användare upplever förbättrad munhälsa

- Tuff mot plack, skonsam mot tandköttet
- Tar bort upp till 10 gånger mer plack* för en djup rengöring

Låt DiamondClean 9000 anpassa sig till dina behov

- Anpassad borstningsupplevelse
- Låter dig veta om du trycker för hårt.
- BrushSync väljer automatiskt det bästa läget för dig
- Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena

Håll koll med en personlig statusrapport

- Påbörja och fortsätt med hälsosamma vanor

DiamondClean 9000

Sonisk eltandborste med app + 4 C3 Borsthuvuden

HX9914/63


Funktioner

4 lägen, 3 intensitetsnivåer




DiamondClean 9000 levereras med Clean, White+, Gum Health och Deep Clean+ för att ta hand om dina borstningsbehov. Clean-läget är avsett för exceptionell daglig rengöring, White+ är för borttagning av fläckar, Gum Health ger en skonsam men effektiv rengöring för tandköttet och Deep Clean+ ger dig en uppfriskande djuprengöring. Tre intensitetsnivåer gör att du kan välja en högre inställning för en intensivare rengöring och en lägre inställning för känsligare munnar.

Statusrapport



DiamondClean 9000 ger dig den vägledning du behöver för att förbättra och upprätthålla sunda borstningsvanor mellan tandläkarbesök. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du trycker för hårt, och genom att ansluta din borstningsupplevelse till Sonicare-appen får du en personlig statusrapport där du kan se dina förbättringar.

Inbyggd trycksensor



Du kanske inte märker om du borstar för hårt, men det gör DiamondClean 9000. Om du använder för hårt tryck avger tandborsten ett pulserande ljud. Det är en påminnelse om att du ska låta borsthuvudet göra jobbet. 7 av 10 personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

BrushSync-parning



Smarta borsthuvuden ser till att du använder rätt läge och intensitet för bästa möjliga rengöring. Låt exempelvis säga att du använder borsthuvudet W3 Premium White. BrushSync-tekniken på DiamondClean 9000 synkar automatiskt borsthuvudet med White+-läget för att bleka dina tänder.

C3 Premium plackbekämpning



Borsthuvudet Premium Plaque Defense är utformat för att ge dig den mest ingående rengöringen hittills. Mjuka, flexibla sidor och borststrån som följer tändernas konturer ger dig fyra gånger mer ytkontakt, vilket hjälper dig att nå svåråtkomliga ställen*.

Påminnelse om att byta BrushSync




Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

Batteri med lång livslängd



DiamondClean 9000 kan användas i upp till två veckor med en enda laddning med regelbunden användning.

Tar bort upp till 10 gånger mer plack*



Du får djupast möjliga rengöring med borsthuvudet C3 Premium Plaque Control. De mjuka och flexibla borststråna är utformade för att följa tändernas konturer, vilket ger dig 4 gånger mer ytkontakt** och upp till 10 gånger mer plackborttagning från svåråtkomliga ställen.

DiamondClean 9000

Sonisk eltandborste med app + 4 C3 Borsthuvuden

HX9914/63

Specifikationer

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten
borstningsapp

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar
Drifftid (full till tom): 14 dagar***
Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Svart

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-telefoner,
Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor
iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad eller
högre, iPhone 4S eller högre, med iOS7 eller
senare, med operativsystemet iOS7

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design
Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt
knäpps på
Bytespåminnelse: För att alltid ge bästa möjliga
resultat, tänds påminnelseikonen

Medföljande tillbehör

Borsthuvuden: 4 C3 Premium Plaque Defense
Handtag: 2 DiamondClean 9000
Laddarglas: 1
Laddarbasenhet: 2

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*
Timer: BrushPacer och SmarTimer
Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att
varna användaren

Lägen

Tre intensitetsnivåer: Hög, Låg, Medium
Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
Deep Clean+: För en stärkande djuprengöring
Friskare tandkött: Särskilt fokus på kindtänderna
White+: För att ta bort missfärgningar

Smart-sensorteknologi

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid
när det är dags, att byta borsthuvud
Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt
BrushSync-teknik: smart borsthuvud, Ansluter
smart handtag och

Programvaror som kan användas

Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder
relevanta programuppdateringar under två år
efter inköpsdatumet.

