

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique Série Spéciale

DiamondClean 9000 Series

Élimine jusqu'à 10 fois plus de
plaque dentaire

Élimine jusqu'à 100 % de taches

4 modes, 3 réglages d'intensité +
capteur de pression vibrant

La housse de voyage fine et
compacte + Chargeur et socle



HX9911/88

Éclaircit les dents en 3 jours seulement*

Pour acquérir et conserver de bonnes habitudes

Commencez chaque journée avec style grâce à la technologie avancée Sonicare qui améliore la blancheur des dents et la santé bucco-dentaire, tout en respectant les gencives. Obtenez des conseils et réalisez un suivi grâce à l'application connectée. Faites votre choix parmi 4 modes et 3 intensités pour personnaliser votre expérience de brossage.

S'adapte à vos besoins

- Le capteur de pression vous alerte si vous appuyez trop fort
- BrushSync sélectionne automatiquement le mode qui vous convient

S'adapte à vos besoins

- 4 modes et 3 réglages d'intensité pour une expérience de brossage personnalisée

Gardez le cap : rapport de progression personnalisé

- Application Sonicare : conseils et rapports de progression

Design pratique et élégant

- Design élégant pour une expérience de brossage haut de gamme

Des dents plus blanches et une meilleure santé bucco-dentaire

- Éliminez les taches en surface pour des dents plus blanches en seulement 3 jours*
- Efficace contre la plaque dentaire et préserve les gencives
- Technologie Sonicare avancée, pour un nettoyage puissant tout en douceur

DiamondClean 9000 Series

Brosse à dents électrique Série Spéciale

HX9911/88

Points forts

Éclaircit les dents en 3 jours seulement*



Redonnez de l'éclat à votre sourire grâce à la technologie Sonicare avancée. Les brins éliminent jusqu'à 100 % de taches en plus par rapport à une brosse à dents manuelle, pour des dents plus blanches en seulement 3 jours*.

Respecte les gencives



La tête de brosse C3 Premium Plaque Control est conçue pour offrir un nettoyage en profondeur inégalé. Ses côtés et ses brins flexibles épousent les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface et de faciliter le brossage des zones difficiles à atteindre***

Expérience de brossage haut de gamme



Notre DiamondClean 9000 est doté d'un design ombré d'exception, pour un brossage ergonomique optimal adapté à votre style. La housse de voyage fine et compacte dans une couleur complémentaire vous accompagne où que vous alliez.

Technologie Sonicare avancée




62 000 puissantes vibrations soniques par minute créent des fluides dynamiques qui viennent retirer la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

4 modes, 3 intensités



Choisissez parmi 4 modes de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour un sourire plus éclatant, Gum Health pour un brossage doux et efficace et Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur. Trois réglages d'intensité, de faible à fort, vous permettent d'atteindre des performances optimales et de prendre soin de vos gencives sensibles.

Capteur de pression intégré




Si vous n'avez pas conscience de vous brosser les dents trop fort, votre brosse à dents DiamondClean 9000 vibrera pour vous rappeler de moins appuyer si nécessaire.

Appairage automatique BrushSync



Grâce aux têtes de brosse intelligentes, le mode et l'intensité permettant un brossage optimal sont sélectionnés. Lorsque vous utilisez la tête de brosse C3 Premium Plaque Control, la technologie BrushSync de votre DiamondClean 9000 synchronise automatiquement votre tête de brosse avec le mode White+, afin de favoriser l'éclaircissement de vos dents.

Application Philips Sonicare



La DiamondClean 9000 vous aide à améliorer vos habitudes de brossage et à les conserver entre deux visites chez le dentiste. Les capteurs intelligents intégrés vous alertent lorsque vous appuyez trop fort. Votre expérience de brossage est communiquée à l'application Philips Sonicare, ce qui permet de créer un rapport de progression personnalisé qui vous aide à garder le cap et à visualiser vos progrès au fil du temps.

DiamondClean 9000 Series

Brosse à dents électrique Série Spéciale

HX9911/88

Caractéristiques

Mise à jour du produit

Période d'assistance: Philips fournira les mises à jour de sécurité nécessaires jusqu'au 31 décembre 2026.

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth®: Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours***

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design and finishing

Color: Gradient aigue-marine

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android, Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Housse de voyage: 1

Manche: 1 DiamondClean 9000

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3

Chargeur et socle: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmartTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

White+: Pour éliminer les taches de surface

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

