

# PHILIPS

## AVENT



### Električna prsna črpalka

Dvojna

Premium

Akumulatorska baterija

Prikaz časovnika



SCF398/11

## Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.

Tehnologija naravnega gibanja za hitrejši pretok mleka\*

Predstavljamo prihodnost črpanja mleka s popolnim ravnovesjem sesanja in stimulacije bradavic. Pri razvoju tehnologije smo upoštevali način, kako otrok naravno sesa mleko. Električna prsna črpalka Philips Avent zagotavlja optimalen pretok mleka in se nežno prilagaja velikosti in obliki bradavice.

#### Druge prednosti

- Izberite pravi pretok skozi cucelj za dojenčka

#### Prilagojena in preprosta uporaba

- Majhno število delov za intuitivno nastavitvev
- Funkcija zaustavitve/delovanje
- Pomnilniška funkcija
- Tih motor za diskretno črpanje kjerkoli
- Torba in torbica za prsno črpalko
- Prilagojena izkušnja, 8 + 16 nastavljenih stopenj

#### Nežno in udobno


- Mehka in prilagodljiva blazinica univerzalne velikosti
- Črpanje brez sklanjanja naprej

#### Načrpajte več mleka v krajšem času\*

#### Polnilna baterija in časovnik


# Značilnosti

## Hiter pretok mleka\*



Načrpajte več mleka v krajšem času\* z blazinico, ki stimulira prsi kot dojenčkovo sesanje. Brezhibno se preklaplja med načinom stimuliranja in načinom črpanja ter ravno prav stimulira bradavice in sesanje za kar največji pretok mleka. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER).\*

## Prilagodi se vaši bradavici



Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % velikosti bradavic\* (do 30 mm).

## Udobno se namestite



Z zasnovo, ki vam omogoča, da sedite pokonci, namesto da se sklanjate naprej, se pri črpanju lahko povsem sprostite. Sklanjanje naprej ni potrebno in gre za klinično dokazan udoben položaj pri črpanju\*. Na podlagi rezultatov klinične preiskave izdelka z 20 udeleženkami

(2019); 90 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (enojna električna prsna črpalka); 95 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (dvojna električna prsna črpalka).

## Prilagodite za svoje potrebe



Vsako črpanje s široko paleto nastavitev stimulacije in črpanja prilagodite svojim potrebam. Naša prsna črpalka nudi 8 stopenj stimulacije in 16 stopenj črpanja za prilagojeno izkušnjo.

## Poiščite pravi pretok skozi cucelj



Vsak dojenček se hrani drugače in se napreduje s svojo hitrostjo. Zasnovali smo več cuceljev z različnimi hitrostmi pretoka, da lahko izberete najprimernejšega za svojega dojenčka in personalizirate stekleničko. Vsi cuclji z naravnim odzivom so izdelani iz mehkega silikona.

## Diskretno črpanje kjer koli ste



Po zaslugi tihega motorja s tanko obliko lahko zdaj črpate kjer koli in kadar koli že ste.

## Enostavna uporaba na poti



Za črpanje na poti, ne da bi se pri tem obremenjevali z napajanjem. Naša polnilna baterija je opremljena z vmesnikom mikro USB in z enim samim polnjenjem zdrži do 3 črpanja.

## Enostavno čiščenje in nastavitve



Naš zaprti sistem črpanja pomeni, da mleko ne zastaja v cevkah, kar znatno zmanjša potrebe čiščenja. Manj delov zagotavlja tudi enostavno ponovno nastavitve.

## Shranite najljubše nastavitve



Veste, kaj vam je všeč? Prsna črpalka si samodejno zapomni vaše zadnje nastavitve, zato je vse, kar morate storiti, to, da se udobno namestite in pritisnete Start.

# Značilnosti

## Spremljajte čas črpanja

Z digitalnim prikazom časovnika spremljajte, koliko časa porabite za črpanje vsake dojke in kakšen je vaš skupni čas črpanja.

## Zaustavite kadarkoli



Če potrebujete premor ali želite kaj prilagoditi, enostavno uporabite gumb za zagon/premor.

## Torba in torbica za prsno črpalko



Uporabite prilagojeno torbo in izolirano torbico, da bo črpalka povsod z vami.

# Specifikacije

## Napajanje

Napetost omrežja: 100 - 240 V

## Material

Steklenička: Brez bisfenola A\*, Polipropilen

Cucelj: Brez bisfenola A\*, Silikon

Prsna črpalka: Brez bisfenola A\* (samo deli v stiku z mlekom)

## Kaj vsebuje

Potovalna torba: 1 kosa

Prsne blazinice za enkratno uporabo: 2 kosa

Komplet za črpanje: 2 kosa

Izolirana torbica: 1 kosa

Vmesnik mikro USB: 1 kosa

Motorna enota (možnost polnjenja): 1 kosa

Tesnilni pokrovček: 2 kosa

Steklenička 120 ml: 2 kosa

Cucelj s počasnim pretokom: 2 kosa

## Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Preprosto čiščenje in sestavljanje, tih motor, pomnilniška funkcija, polnilna baterija, zaslon motorne enote, potovalna torba in torbica

## Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem položaju

Nastavitve: 16 stopenj črpanja, 8 stopenj stimulacije

Mehka in prilagodljiva blazinica: Nežno spodbujanje



\* Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018)

\* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

\* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).

\* Na podlagi rezultatov vprašalnika za blazinico 1k iz klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019)

\* Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.