

PHILIPS

AVENT



Enojna električna polnljiva črpalka

Tehnologija naravnega gibanja

Udobna silikonska blazinicca

8 + 16 nastavitvev



SCF396

Celovita enojna črpalka

Hitra, udobna in zelo priljubljena pri mamicah

Vstopite v novo dobo iztiskanja z električno prsno črpalko Philips Avent. Popolno ravnovesje sesanja in stimulacije bradavic po navdihu ritma dojenčkovega pitja ter mehke blazinice, ki se nežno prilagodijo velikosti in obliki bradavic. Dodatne informacije so na voljo spodaj.

Druge prednosti

- Izberite pravi pretok skozi cucelj za dojenčka

Prilagojena in preprosta uporaba

- Enostavno čiščenje in sestavljanje z manj deli
- Začnite z nastavitvami zadnje seje črpanja
- Prekinite, kadar koli želite
- 8 načinov stimulacije, 16 načinov črpanja
- Izolirana torbica za enostavno uporabo na poti
- Kot šepet tih motor omogoča sproščeno vzdušje pri črpanju

Nežno in udobno

- Mehka silikonska blazinica zagotavlja udobje ne glede na obliko dojke

Načrpajte več mleka v krajšem času*

- Tehnologija naravnega gibanja poskrbi, da začne mleko hitro teči*

Polnilna baterija in časovnik

Značilnosti

Hiter pretok mleka*



Zaradi naše edinstvene tehnologije naravnega gibanja začne mleko teči že po eni minuti ali manj.** Nežno se priključi na dojko in deluje z ravno pravo mero masaže ter sesanja, zato ni presenetljivo, da 97 % mamc pravi, da je črpalka učinkovita***, in jo priporoča 100 % porodnih babic.

Prilagodi se vaši bradavici




Ne glede na vašo postavbo se mehka in prilagodljiva silikonska blazinica črpalke udobno oprime vaše dojke in bradavice. Prilega se kar 99,98 %**** velikosti dojke*** in je tako prilagodljiva, da zagotovi nežen, a hkrati dovolj močan oprijem.

Pomembno je najti pravi cucelj



Če vaš novorojenček nikoli ne spije dovolj mleka med hranjenjem ali mleko težko pije, uporabite cucelj z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Črpanje na poti



Enota motorja je kompaktna in polnljiva, da se lahko med črpanjem pripravite na dan, ki je pred vami (ali si skuhate čaj), ne da bi vas zadrževali nadležni kabli.

Poiščite pravi pretok skozi cucelj




Vsak dojenček se hrani drugače in se napreduje s svojo hitrostjo. Zasnovali smo več cuceljev z različnimi hitrostmi pretoka, da lahko izberete najprimernejšega za svojega dojenčka in personalizirate stekleničko. Vsi cucelji z naravnim odzivom so izdelani iz mehkega silikona.

Prilagodite za svoje potrebe



Z 8 načini stimulacije za iztekanje mleka in 16 načini črpanja lahko dobro izkoristite vsako sejo črpanja. Nastavitve lahko natančneje prilagodite tudi sproti, med sejo.

Enostavno čiščenje in nastavitev




Črpalko smo zasnovali za enostavno uporabo, zato ima malo delov, da jo je zelo lahko očistiti in sestaviti.

Diskretno črpanje kjer koli ste



Motor naše črpalke je pri delovanju praktično neslišen, zato lahko mleko diskretno načrpate doma (ali kjer koli drugje) in z manj motečega hrupa.


Začnite z nastavitvami zadnje seje črpanja



Spominska funkcija samodejno shrani zadnje uporabljene nastavitve stimulacije in črpanja. Zato se lahko samo udobno namestite in pritisnete gumb za začetek.


Značilnosti

Prekinite, kadar koli želite



Črpanje upravljate vi. Z enim dotikom lahko prekinete ali nadaljujete črpanje lahko naredite premor in nadaljujete, ko ste pripravljeni.

Spremljajte čas črpanja



Tudi malenkosti so pomembne, na primer spremljanje časa črpanja v črpalki. Na digitalnem zaslonu je časovnik, ki prikazuje trajanje črpanja, za posamezno dojko in skupen čas.

Izolirana torbica



Kamor koli greste, lahko vzamete črpalko s sabo v prilagojeni torbici, komplet za črpanje pa bo pri tem toplotno izoliran in lepo pospravljen. Elegantna tkanina na notranji in zunanji strani je enostavna za čiščenje.

Specifikacije

Napajanje

Napetost omrežja: 100V - 240 V

Material

Prsna črpalka: Brez bisfenola A* (samo deli v stiku z mlekom)

Kaj vsebuje

Prsne blazinice za enkratno uporabo: 4 kosa

Komplet za črpanje: 1 kosa

Vmesnik mikro USB: 1 kosa

Motorna enota (možnost polnjenja): 1 kosa

Tesnilni pokrovček: 1 kosa

Vrečke za mleko: 5 kosov

Potovalna torbica: 1 kos

Funkcije

Mehka in prilagodljiva blazinica: Nežno spodbujanje



* Na podlagi rezultatov časa do začetka iztekanja mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) iz kliničnega preskušanja z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz študije Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018).

* * Za 1K-SE: pri 70 % udeleženk se je MER sprožil v 60 sekundah. Na podlagi rezultatov časa do začetka iztekanja mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) iz kliničnega preskušanja z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz študije Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018).

* * * Povprečna ocena za enojno in dvojno električno prsno črpalko na podlagi rezultatov iz kliničnega preskušanja izdelka z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019); 95 % udeleženek se je strinjalo, da so naše prsne črpalke učinkovite (enojna električna); 100 % udeleženek se je strinjalo, da so naše prsne črpalke učinkovite (dvojna električna).

* * * * Na podlagi: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26. april 2019 (109 udeleženk, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).

* * * * * Velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.