

PHILIPS

AVENT



Darčeková súprava

Manual Breast Pump

Univerzálna súprava

Sterilizovať, odsať a nakrmiť



SCD430/50

Sterilizovať, odsať a nakrmiť

Manuálna odsávačka mlieka so sterilizátorom

Súprava na dojčenie je ideálna pre mamičky, ktoré chcú mať všetko potrebné na odsávanie, kŕmenie a čistenie. Obsahuje množstvo príslušenstva: manuálnu odsávačku mlieka, sterilizátor, cumlíky a detské fľaše Natural Response.

Ďalšie výhody

- Vyberte správny prietok cumlíka pre vaše dieťa

Kŕmte s fľašami Philips Avent

- Pre prirodzené prisatie

Utišenie pomocou ultra mäkkých cumlíkov

- Ohybná vrchná časť padne pohodlne

Odsávajte s manuálnou odsávačkou mlieka

- Pre rýchly tok mlieka
- Pohodlnejší zážitok
- Ideálna pre príležitostné odsávanie kedykoľvek a kdekoľvek
- Netreba sa predkláňať

Sterilizujte pomocou sterilizátora do mikrovlnnej rúry

- Rýchlo a efektívne
- Obsah zostáva sterilný až 24 hodín


Hlavné prvky

Technológia prirodzeného pohybu



Vychutnajte si jemné pohodlie prenosnej manuálnej odsávačky mlieka Philips Avent. Disponuje technológiou prirodzeného pohybu, ktorá je inšpirovaná saním dieťaťa na rýchle uvoľnenie. Môžete jednoducho upraviť tempo a podtlak.

Prispôsobivá silikónová vložka



Silikónová vložka sa zľahka ohne a prispôsobí jedinečnej veľkosti a tvaru vašej bradavky. Sadne na 99,98 % všetkých veľkostí bradaviek.

Nájsť správny cumlík je dôležité



Ak váš novorodenec počas kŕmenia neprijíma dostatok mlieka alebo má komplikácie pri jeho získavaní, prejdite na cumlík s vyšším prietokom.


Ak sa vyskytnú pretrvávajúce problémy s kŕmením, poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

Nájdite správny prietok cumlíka




Každé dieťa sa kŕmi odlišne a vyvíja sa vlastným tempom. Náš dizajn má celý rad prietokových rýchlostí, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše dieťa a prispôbili si svoju fľašu. Všetky cumlíky sa chovajú ako prirodzené a sú vyrobené z mäkkého silikónu.

Prenosná a ľahko použiteľná



Odsávačka mlieka je malá a ľahká, vďaka čomu sa jednoducho skladuje a prenáša, takže odsávanie na cestách bude jednoduché a diskrétné.

Pohodlne sa usadíte



Uvoľnite sa a pohodlne sedte počas odsávania – vďaka nášmu dizajnu, ktorý vám dovoľuje sedieť vzpriamene namiesto predkláňania sa.

Sterilizujte už v priebehu 2 minút



Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry možno použiť na sterilizáciu detských fliaš a iných produktov už do 2 minút, pričom zabije 99,9 % mikróbov a baktérií. Presná dĺžka cyklu však závisí od výkonu vo wattoch vašej mikrovlnnej rúry. 2 minúty pri 1 200 – 1 850 W, 4 minúty pri 850 – 1 100 W, 6 minút pri 500 – 800 W

Manual Breast Pump

Darčeková súprava

SCD430/50

Hlavné prvky

Zlikviduje 99,9 % mikróbov



Je dokázané, že parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry zlikviduje 99,9 % mikróbov a baktérií.

Súčasťou balenia sú naše fľaše Natural



Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Balenie obsahuje ultra mäkké cumlíky



Poskytnite citlivej pokožke starostlivosť pomocou ultra mäkkého cumlíka Philips Avent. Naša ohybná vrchná časť kopíruje krivky líc dieťaťa, zanecháva menej stôp a spôsobuje menšie podráždenie. Preto pôsobí ešte upokojujúcejšie.

Technické údaje

Čo je súčasťou balenia

Kefka na fľaše: 1 ks

Manuálna odsávačka mlieka: 1 ks

Sterilizátor do mikrovlnnej rúry: 1 ks

biele ultra mäkké cumlíky 0 – 6 m: 2 ks

Fľaše s objemom 266 ml (9 oz): 2 ks

Fľaše s objemom 118 ml (4 oz): 2 ks

Cumlík s pomalým prietokom: 2 ks

Cumlík so stredným prietokom: 2 ks

Funkcie

Mäkká a prispôsobivá vložka: Jemná stimulácia

Prenosné a ľahké: Jednoduché používanie na cestách



* Podľa: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26. apríl 2019, (109 účastníčok, Izrael); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, máj 1993, (20 účastníčok (bielej rasy), USA); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Anatómia ľudského prsníka produkujúceho mlieko nanovo vymedzená na základe ultrazvukového zobrazovania), 2005, (28 účastníčok, Austrália)

* Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.