

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

6100

Élimine jusqu'à 20 fois plus de
plaque dentaire

2 modes, 3 intensités

Alerte de pression visible

Autonomie de 21 jours



HX7408/02

Brossage doux, même pour les gencives et dents sensibles

Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

La brosse à dents Philips Sonicare 6100 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, un mode Sensitive, trois têtes de brosse pour l'élimination de la plaque, la sensibilité et l'éclaircissement, ainsi qu'une fonction faible intensité. Un capteur de pression indique lorsque les patients se brossent les dents trop fort. Produit livré dans une boîte avec la mention "Modèle destiné aux professionnels de la santé bucco-dentaire, interdit à la revente."

Nettoyage supérieur et doux

- Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

Pour un brossage sans effort

- Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse
- Personnalisez votre nettoyage avec six modes de brossage
- Protection des gencives grâce au capteur de pression visible

Nettoyage supérieur

- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Adaptée à votre rythme de vie

- Optimisation du brossage avec le SmarTimer et BrushPacer
- Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète
- Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité

Points forts

Tête de brosse A3 tout-en-un et plus



La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est conçue pour répondre aux besoins des patients. Grâce à la tête de brosse A3, les patients peuvent éliminer jusqu'à 20x plus de plaque dentaire*, obtenir des gencives jusqu'à 15x plus saines** et une réduction des tâches de 100 %***.

Également inclus : grâce à la nouvelle tête de brosse S2 Sensitive, dotée des brins les plus doux de Philips Sonicare, les patients bénéficient d'un nettoyage en douceur qui élimine jusqu'à 10x plus de plaque dans les zones difficiles d'accès*.

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires inédits grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements


de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides dynamiques aide les brins à éliminer la plaque dentaire, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

6 modes de brossage



Conçue pour les dents et les gencives sensibles, la brosse à dents Philips Sonicare 6100 permet aux patients de choisir parmi deux modes de brossage. Le mode Sensible nettoie en douceur et en profondeur, tandis que le mode Classique cible l'élimination de la plaque dentaire pour un meilleur nettoyage. Pour un brossage personnalisé, les patients peuvent combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, de faible à élevé, selon leurs préférences.

Capteur de pression à anneau lumineux



Les patients ne remarquent peut-être pas quand ils brossent leurs dents trop fort, mais cette brosse à dents les prévendra. Le capteur optique intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive, puis clignote en violet tout en réduisant les vibrations. Les patients sauront toujours quand ils doivent adapter leur brossage et leurs gencives seront protégées.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, les patients peuvent facilement maintenir les performances de leur tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante leur indique quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.


6100

Brosse à dents rechargeable

HX7408/02

Points forts


Minuteur de 2 minutes et assistance pour le brossage



Deux minutes suffisent aux patients pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer les avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise le brossage en segments, avec une légère vibration pour

indiquer de passer à la suite. Cela permet aux patients d'obtenir un nettoyage uniforme à chaque brossage.

Conçue pour durer



Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre

processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour accompagner les patients pendant des années.

Jusqu'à trois semaines entre les charges



Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer votre expérience. Avec une seule charge, les patients peuvent profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

Caractéristiques

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 6100

Têtes de brosse: 1 A3 Premium tout-en-un,
1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

Chargeur: 1

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyen: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à
20 fois plus efficace*

Gum Health: Des gencives jusqu'à 15 fois plus
saines***

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par
minute

Éclaircissement: Jusqu'à 100 % de taches en
moins**

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles
à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Minuteur: SmarTimer et BrushPacer pour un
brossage complet et en profondeur

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse
indique le niveau de batterie

Charge USB-A: Adaptateur secteur non inclus

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux
s'allume en violet, Réduction des vibrations et du
son de pulsation

Rappel de remplacement: La technologie
BrushSync vous indique quand remplacer votre
tête de brosse

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

**Autonomie (de la charge maximale à la
décharge totale):** 21 jours

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Alimentation

Tension: 100-240 V

Design et finition

Couleur: Blanc



* par rapport à une brosse à dents manuelle.

** En mode Classique par rapport à une brosse à dents
manuelle.

*** Par rapport à une brosse à dents manuelle. Étude in
vitro ; les résultats effectifs peuvent varier.