

PHILIPS

sonicare



Ústny irigátor

Cordless Power Flosser 3000

Technológia Quad Stream

Impulzné vlny slúžia ako
navádzanie



HX3826/33

Čistenie medzizubných priestorov s QuadStream

Odstraňuje až 99,9 % povlaku* v ošetrovaných oblastiach

Dôsledné čistenie medzi zubami bez námahy, ktorým zlepšíte zdravie svojich ďasien. Jedinečná špička Quad Stream vyčistí väčšiu plochu s menšou námahou a vždy vám prinesie efektívnejšie čistenie medzizubných priestorov, ktoré sa tak stáva jednoduchším.

Easy and convenient

- Technika bez námahy
- Praktická 250 ml nádobka
- Rýchle univerzálne nabíjanie pomocou kábla USB-A do malej zástrčky
- Štandardná špička na bodové čistenie

Faster, more effective flossing


- Úplné čistenie za 60 sekúnd
- 2 režimy pre medzizubné priestory, 3 stupne intenzity
- Technológia Pulse Wave zabezpečuje navádzanie od zubu k zubu
- Technológia Quad Stream pre rýchlejšie a účinnejšie čistenie medzizubných priestorov

An effortless clean with advanced technology

- Technológia Quadstream: odstraňuje povlak spod ďasien

Hlavné prvky

Technológia Quad Stream



Jedinečná špička Quad Stream v tvare písmena X rozdelí prúd na 4 časti, ktoré vyčistia väčšiu oblasť medzi zubami a pozdĺž ďasien. Dosiahnite rýchlejšie a dôkladnejšie čistenie bez problémov so zubnou niťou.

Čistenie spod ďasien



Technológia Quadstream odstraňuje až 99 % povlaku zo 6 mm hlbokých parodontálnych váčkov.

Technológia Pulse Wave




Jemné pulzovanie vody v režime hĺbkového čistenia vás posúva a navádza od zubu k zubu, takže čistenie vždy zvládnete správnym spôsobom.

2 režimy, 3 stupne intenzity



Vyberte si spôsob čistenia, ktorý sa hodí k vášmu úsmevu. Režim čistenia prináša nepretržitý prúd na účinné každodenné čistenie. Režim hĺbkového čistenia pulzuje na zaistenie dôkladnejšieho čistenia. Úroveň intenzity si môžete nastaviť tak, aby to pre vás bolo pohodlné.

Úplné čistenie za 60 sekúnd




Získajte prístup k ťažko dostupným miestam vďaka tryske, ktorá sa otáča o 360°, takže zariadenie môžete používať v každom smere. Dôkladné 360° čistenie od začiatku do konca trvá len 60 sekúnd.

Rýchle nabíjanie pomocou kábla USB-A do malej zástrčky




Pohodlné nabíjanie pomocou kábla USB-A do malej zástrčky. Na jedno nabitie poskytuje až 14 dní čistenia.

250 ml nádobka




Do nádobky s objemom 250 ml sa zmestí dostatok vody na odporúčané 60-sekundové čistenie. Jednoducho otočte a odstráňte alebo použite bočný plniaci otvor na jednoduché doplnenie.

Technika bez námahy



Jednoducho namierte, stlačte a čistite medzizubné priestory efektívnejšie. Namierte špičku medzi zuby a pozdĺž ďasna – a nechajte ju urobiť všetku prácu za vás!

Štandardná špička na bodové čistenie



Štandardná špička s jedným prúdom zintenzívňuje tlak na bodové čistenie a odstraňovanie zvyškov potravy v prípade potreby.

Cordless Power Flosser 3000

Ústny irigátor

HX3826/33

Technické údaje

Príkon

Napätie: Multinapäťová nabíjačka

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Prídavný nástavec: Ľahko sa pripája a odpája

Charakteristika

Čistenie: Vyčistí celé ústa za 60 – 90 s

Pribalené príslušenstvo

Bezdrôtový Power Flosser: 1

Štandardná tryska F1: 1

Tryska F3 Quad Stream: 1

Cestovná taška: 1

Nabijací kábel USB: 1

Sieťový adaptér USB: 1

Režimy

Clean: Na každodenné dôkladné čistenie

Intenzity: 3

Deep Clean: Na hĺbkové medzizubné čistenie

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje až 99% povlaku v ošetrovaných oblastiach*

Odstránenie povlaku spod ďasien: Odstraňuje až 99 % povlaku spod ďasien**

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Čierna

