

PHILIPS

sonicare



Электрическая
звуковая зубная щетка

2100 Series

Звуковая технология

Функции QuadPacer и
SmarTimer

Изящный эргономичный
дизайн

14 дней работы от
аккумулятора



HX3651/12

Прощай, обычная зубная щетка. Привет, звуковая технология.

Удаляет зубной налет до 3 раз лучше*

Звуковая технология в сочетании с конструкцией нашей зубной щетки обеспечивает в 3 раза более эффективное удаление налета* по сравнению с обычной зубной щеткой.

Создано для вас

- Эргономичный дизайн позволяет без труда удерживать щетку в руке во время чистки
- 14 дней работы от аккумулятора

Повысьте эффективность чистки зубов

- Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и QuadPacer

Простой переход к Sonicare

- Easy-Start для удобного перехода

Защищает десны

- Бережное и безопасное использование

Непревзойденная чистка

- Удаляет зубной налет до 3 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку


Основные особенности

Передовая технология Sonicare




Мощные вибрации щетинок обеспечивают глубокое проникновение микропузырьков в межзубные промежутки и вдоль линии десен для эффективной очистки полости рта. Результат чистки зубов в течение 2 минут будет равнозначен 2 месяцам чистки зубов с помощью обычной зубной щетки**. 31 000 выметающих движений в минуту аккуратно очищают межзубные промежутки, тем самым разрушая и вымывая налет.

В 3 раза лучше удаляет налет*



Клинически доказано, что электрическая зубная щетка Sonicare с передовой технологией Sonicare удаляет налет с поверхности зубов и линии десен до 3 раз эффективнее* по сравнению с обычной зубной щеткой, в то же время обеспечивая защиту десен.

Бережное и безопасное использование



Зубная щетка Sonicare обеспечивает тщательную чистку без повреждения зубов и десен. Бережные и мощные звуковые вибрации обеспечивают исключительное качество чистки без вреда зубам и деснам.

Функции SmartTimer и QuadPacer



2-минутный таймер SmartTimer и 30-секундный таймер QuadPacer помогут чистить зубы в течение рекомендованного времени для каждого участка полости рта, чтобы обеспечить оптимальный результат чистки.

Создано для вас



Эта тонкая, легкая и эргономичная зубная щетка удобна в использовании, и вы сможете без лишних усилий достичь превосходных результатов чистки.

Высокая продолжительность работы батареи



Аккумулятора хватит на 14 дней использования, что позволит реже думать о необходимости зарядки.

Easy-Start



Наша программа Easy-Start обеспечивает постепенное и бережное увеличение мощности чистки зубов в течение первых 14 сеансов с вашей новой зубной щеткой.

2100 Series

Электрическая звуковая зубная щетка

HX3651/12

Характеристики

Питание

Напряжение: 5 В пост. тока

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней*****

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Светло-голубой

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Индикатор батареи: Индикатор отображает

уровень заряда аккумулятора

В комплекте

Зарядное устройство: 1

Ручка: Серия 2100, 1 шт.

Насадка для зубной щетки: 1 стандартная

насадка C1 ProResults

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 3 раз больше налета*

Скорость: До 31 000 чистящих движений в минуту

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

