

PHILIPS

AVENT



Elektrisk bröstpump Advanced

Enkel

Användning med sladd



SCF391

Inspirerad av barn. Effektiv för mammor

Teknik som härmar naturliga rörelser för snabbare mjölkflöde*

Kliv in i en ny era för pumpning med Philips Avent elektrisk bröstpump. Perfekt balans mellan sug och stimulering av bröstvårtan, inspirerad av barnets drickrytm, och den har en mjuk kudde som försiktigt anpassar sig till bröstvårtans storlek och form. Se mer nedan.

Övriga fördelar

- Välj rätt nappflöde för din bebis

Egna

- Minimalt antal delar och intuitiv installation
- Tyst motor för en diskret upplevelse var du än befinner dig (användning med sladd)
- Paus-/startfunktion
- Anpassad upplevelse, 8 + 16 inställningsnivåer
- Minnesfunktion

Skonsam och bekväm

- Mjuk och adaptiv silikonkudde i en storlek
- Pumpa utan att luta dig framåt


Pumpa ut mer mjölk på kortare tid*

- Teknik som härmar naturliga rörelser för ett snabbt mjölkflöde*

Det är viktigt att hitta rätt napp


Funktioner

Snabbt mjölkflöde*



Pumpa ut mer mjölk på kortare tid* med en kudde som stimulerar bröstet så att det pumpar ut mjölk precis som ett barn. Den anpassar sig smidigt från stimuleringsläge till pumpläge och använder rätt suggrepp för maximalt mjölkflöde. Baserat på initieringstidsresultaten för mjölkflödet (tid till mjölkutsöndringsreflexen).*

Anpassar sig efter bröstvårtan



En storlek passar alla. Vi har alla olika storlek och olika form och därför kan silikonkudden varsamt böjas och anpassas till bröstvårtan. Den passar 99,98 % av alla bröstvårtor* (upp till 30 mm).

Det är viktigt att hitta rätt napp



Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en

napp med högre flödes hastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.

Hitta rätt nappflöde



Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödes hastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

Sitt bekvämt



Känn dig avslappnad när du pumpar ut mjölken tack vare en design som gör att du kan sitta upprätt i stället för att luta dig framåt. Inget behov av att luta sig framåt, kliniskt bevisad bekväm pumpposition*. Baserat på kliniska testresultat med 20 deltagare (2019). 90 % av deltagarna anser att pumppositionen är bekväm (enkel elektrisk). 95 % av deltagarna anser att pumppositionen är bekväm (dubbel elektrisk).

Anpassa efter dina behov



Finjustera varje session efter dina behov med en mängd olika inställningar för stimulering och pumpning. Vår bröstpump erbjuder 8 stimuleringsnivåer och 16 pumpnivåer för en anpassad upplevelse.

Pumpa var som helst diskret



Pumpa när och var du vill tack vare vår tysta motor med en slimmad design. Endast användning med sladd.

Funktioner

Enkel att rengöra och installera



Vårt slutna pumpsystem innebär att mjölken inte behöver komma ut ur rör, vilket gör att det blir mindre att rengöra. Färre delar gör det även enkelt att sätta ihop pumpen igen.

Pausa när du vill



Om du behöver justera eller ta en paus finns knappen start/paus alltid nära till hands.

Spara dina favoritinställningar



Vet du vad du gillar? Bröstpumpen kommer automatiskt ihåg dina senaste inställningar, så allt du behöver göra är att sätta dig ned och trycka på start.

Specifikationer

Effekt

Nätspänning: 100 - 240 V

Material

Bröstpump: BPA-fri* (endast delar som kommer i kontakt med livsmedel)

Vad medföljer?

Amningskuper för engångsbruk: 2 delar

Pumpningssats: 1 delar

Motorenhet (endast för användning med sladd): 1 delar

Förslutningslock: 1 delar

Mikro-USB-adapter (användning med sladd):

1 delar

125 ml flaska: 1 st

Långsam napp: 1 st

Funktioner

Mjuk och adaptiv kudde: Skonsam stimulering



* Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumptechnik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagare, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukasiska deltagare, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).

* Baserat på enkätresultat för 1000 kuddar från klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019)

* BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjolk. I enlighet med EU-förordning 10/2011