

# PHILIPS

## AVENT



## Sterilizátor

Sterilizátor fliaš a Sušič fliaš  
Premium



SCF293/00

## Sterilizácia, sušenie a uskladnenie

Výkonná para sterilizuje, filtrovaný vzduch suší

Pripravte sa na ďalšie kŕmenie dieťaťa za 40 minút. Sterilizátor a sušič fliaš Premium využíva prúdy filtrovaného vzduchu na vysušenie fliaš pred vypnutím. Sterilizátor je rýchly a hygienický, pričom zabíja 99,9 % baktérií\* pre pocit istoty pri každom kŕmení.

### Jednoduché na čistenie a zostavenie

- Sterilizátor sa ľahké a jednoducho čistí

### Vstavaný podnos na odkvapkávanie

- Navrhnuté na zníženie šance vzniku nepríjemného zápachu.

### Zlikviduje 99,9 % baktérií

- Dajte zbohom škodlivým baktériám

### Sterilizácia a sušenie za 40 minút

- Kompletný sterilizačný a sušiaci cyklus trvá len 40 minút.

### Kompaktný dizajn

- Priestorný vo vnútri, kompaktný zvonku

# Hlavné prvky

## Zlikviduje 99,9 % baktérií



Sterilizácia s Philips Avent je jemná, efektívna a bez chemikálií. Sterilizátory používajú účinok čistej pary a len pary na zničenie 99,9 % škodlivých mikróbov\*.

## Sterilizácia a sušenie za 40 minút



Trvá len 40 minút, kým sú detské fľaše pripravené na ďalšie kŕmenie. Po výkonnom sterilizovaní parou sústredený prúd filtrovaného vzduchu vysuší fľaše a doplnky, ktoré sú tak pripravené k okamžitému použitiu.

## Vstavaný podnos na odkvapkávanie



Náš nový podnos na odkvapkávanie chráni ohrevnú platňu pred kvapkami mlieka, čím znižuje šancu vzniku nepríjemného zápachu.

## Sterilizácia, sušenie a uskladnenie



Náš elektrický prémiový sterilizátor dokáže viac než len vyčistiť fľaše a zabiť baktérie – taktiež suší a viete v ňom sterilne uskladniť fľaše a doplnky po dobu až 24 hodín.

## Sterilné počas 24 hodín\*



Čistiaci proces, ktorý je dôkladný a bez chemikálií, udrží nádoby a doplnky sterilné až po dobu 24 hodín. Ako? Stačí ich nechať prikryté.

## Kompaktný dizajn



Náš sterilizátor je štíhly a napriek tomu sa do neho zmestí šesť detských fliaš Philips Avent. Tiež sa tam zmestia aj všetky ostatné nevyhnutné pomôcky od cumlíkov na detské fľaše a na cmúľanie až po manuálnu odsávačku mlieka.

## Jednoduché na čistenie a zostavenie



Od spodku po vrch, zvnútra von, sterilizátor sa čistí ľahko a jednoducho a to aj ohrevná platňa. Takže budete mať viac času pre svojho malého.

# Technické údaje

## Technické údaje

Spotreba energie: 650 W

Napätie: 220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz  
(Kórea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM)

Klasifikácia bezpečnosti: Trieda 1

## Hmotnosť a rozmery

Rozmery: 304 x 191 x 378 mm

Hmotnosť: 2,4 kg

## Špecifikácia dizajnu

Materiály: Plastové (PP)

## Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

## Čo je súčasťou balenia

Kliešte: 1 ks

Elektrický parný sterilizátor: 1 ks

## Kompatibilita

Kompatibilné s radom Philips Avent

## Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

