

PHILIPS

AVENT



Osnovno

Single Electric Breast Pump



SCD323/20

Enostavno črpanje

Električna prsna črpalka Philips Avent zagotavlja optimalen pretok mleka in se nežno prilagaja velikosti in obliki bradavice. Hitre, udobne in priročne za vse nove mamice.

Po lastnih željah

- Vam prilagojena izkušnja, stopnje nastavitev 4 + 4
- Majhno število delov za intuitivno nastavitvev
- Pomnilniška funkcija
- Majhen in kompakten
- Zdravo shranjevanje materinega mleka

Nežno in udobno

- Mehka in prilagodljiva silikonska blazinica


Značilnosti

Vam prilagojena izkušnja



Vsako črpanje s široko paleto nastavitvev stimulacije in črpanja prilagodite svojim potrebam. Naša prsna črpalka nudi 4 stopnje stimulacije in 4 stopnje črpanja za vam prilagojeno izkušnjo.

Pomnilniška funkcija



Veste, kaj vam je všeč? Prsna črpalka si samodejno zapomni vaše zadnje nastavitve, zato je vse, kar morate storiti, to, da se udobno namestite in pritisnete Start.

Mehka prilagodljiva blazinicca



Univerzalna velikost. Silikonska blazinicca se nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici.

Majhen in kompakten




Majhen in kompakten motor

Enostavno čiščenje in priprava



Naš zaprti sistem črpanja pomeni, da mleko ne zastaja v cevkah, kar znatno zmanjša potrebe čiščenja. Manj delov zagotavlja tudi enostavno ponovno nastavitev.

Zdravo shranjevanje materinega mleka



Priročne, sterilizirane vrečke za enkratno uporabo omogočajo varno in zanesljivo shranjevanje dragocenega mleka doječe matere.

Specifikacije

Napajanje

Priključek USB-C

Napajalna napetost: 5 V in ≥ 1 A

Napajalna enota ni priložena. Brez možnosti polnjenja, možna samo uporaba s kablom.

Material

0 % BPA*

Kaj vsebuje

Vrečke za mleko: 5 kosov

Motorna enota

Silikonska cevka

Kabel USB-C

Stekleničk Natural (125 ml)

Komplet za črpanje

Lonček za pritvje

Zapiralna ploščica: 1 kos

Cucelj s počasnim pretokom: 1 kos

Prsne blazinice: 4 kosi

