

PHILIPS

AVENT



Edistynyt

Video Baby Monitor

Turvallinen ja suojattu

2,8 tuuman värinäyttö,
kaksinkertainen zoomaus

Kehtolauluja ja vastaustoiminto



SCD881/26

Pysy lapsesi lähellä

Turvallinen ja suojattu langaton tekniikka

Philips Avent SCD881 -itkuhälytin auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapsesi jokaisena hetkenä. Se välittää kirkasta ääntä ja kuvaa (2,8 tuuman / 7,2 cm:n LCD-näytöllä) niin päivällä kuin yölläkin.

Turvallinen ja suojattu

- ECO-virransäästötila ja yhteyden ilmainen
- Turvallinen ja suojattu yhteys langattomalla tekniikalla
- Korkearesoluutioinen 2,8 tuuman (7,2 cm:n) näyttö, jossa on pimeänäkö
- Kuule vauvasi ääni selkeästi

Joustava, luotettava ja rauhoittava

- Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus
- Rauhoita vauvaasi etäyhteydellä
- Kantoalue jopa 300 metriä*
- Kameran kääntäminen manuaalisesti mahdollistaa koko huoneen näkemisen
- Rauhoittavat kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen
- Pitkä käyttöaika koko yön kestävään valvontaan

Tekniset tiedot

Virta

Virtalähde: 100–240 V / 50–60 Hz

Ominaisuudet

Digitaalinen videotekniikka

Vyöpidike

Valikkotyöli: Kuvakkeet ja teksti

Ääniaktivointiruutu: Kyllä, VOX-tila

Yhteyden ja kantoalueen ilmainen

Kehtolaulut: Kyllä, neljä ja kaksi valkoista kohinaa

Käyttöalue ulkona jopa: 300 m

Äänen ja herkkyyden säätö, video-LCD-näyttö: 2,8 tuuman (7,2 cm:n) värinäyttö

Yhteensopiva Android- ja iOS-

käyttöjärjestelmien sekä taulutietokoneiden kanssa: ei

Kellonajan näyttö

Ääni-tila

USB Type-C

