

PHILIPS

sonicare



フィリップス ソニックケア
コードレスパワーフロッサー

Sonicare Cordless Power
Flosser 3000

X 型水流で広範囲の歯垢を除去
歯間移動ガイド機能付き



HX3826/23

X（エックス）型水流で歯間の食べかす・汚れもスッキリ爽快！手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル。

デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去*1 *1強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時 / フロスと手磨きを併用した場合と比べ（個人差があります）

ソニックケア コードレスパワーフロッサー3000 は、X 型水流の4方向ノズルから出る水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の歯垢をしっかり洗い流します。2つのモードと3段階の強さから選べ、さらにタンク部分を取り外して洗うことができ清潔に保つことができます。お風呂でも使用可能。■防水機能を保つため、充電時以外は本体の電源コネクタ受部のカバーを閉じてください

簡単かつ便利

- 給水しやすい約 250ml タンク
- USB充電ケーブルを使用した充電方式
- 使い方は簡単
- ジェット水流で歯間の食べかす・歯垢をスッキリ除去

より速く、より効果的なフロス

- 360度回転するノズル
- 2つのモード、3段階の強さ設定
- 歯間移動ガイドが歯間から歯間に移るタイミングをお知らせ
- 効果的に短時間で洗浄できる X 型水流

Sonicare Cordless Power Flosser 3000

フィリップス ソニックエアー コードレスパワーフロッサー

HX3826/23

仕様

電源

対応電圧: AC 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ハンドル: スリムなデザイン

ノズル装着方式: はめ込み式

性能

クリーニング: クリーンモード(標準水圧で洗浄するモード)、ディープクリーンモード(一定間隔で水圧に強弱をつけて洗浄するモード)

内容・付属品

F1 スタンダードノズル: 1

F3 カドストリームノズル: 1

USB 充電ケーブル: 1

USB電源アダプター: 1

ソニックエアーコードレスパワーフロッサー: 1

モード

クリーン: 標準水圧での洗浄

強さ: 3 段階

ディープクリーン: 一定間隔で水圧に強弱をつけて洗浄

健康上の利点

歯垢の除去: 対象エリアの歯垢を除去

デザインと仕上げ

色: ブラック

* -

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-07-24
バージョン: 4.4.3

EAN: 87 20689 01109 9

www.philips.com