

PHILIPS

sonicare



Sonic-
sähköhammasharja

ProtectiveClean 6100

Sisäänrakennettu paineanturi

3 harjaustilaa, 3 tehoa

2 BrushSync-ominaisuutta

Kuljetuskotelo



HX6877/28

Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti.

Valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.

Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti. Saat valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille
- Valkoisemmat hampaat viikossa

Suunniteltu sinua varten

- Tukea huolelliseen harjaukseen
- Helppo ottaa mukaan matkalle

Innovatiivinen tekniikka

- Varoittaa, jos painat liian kovaa
- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka
- Yhdistää älykkään hammasharjan ja älykkäät harjaspäät

Optimaalinen harjaustulos

- Kolme harjaustilaa, kolme tehoasetusta
- Harjaspäät valitsevat optimaalisen tilan ja tehon

Kohokohdat

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat



W2 Optimal White -harjaspää poistaa pintavärjäytymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjäytymien poistoharjakset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.

Tehokasta puhdistusta



Tämän hammasharjan kolme tilaa ja kolme tehotasoa mahdollistavat haluamasi puhdistuksen. Clean-tila on vakiovaruste erinomaiseen puhdistukseen, White-tila on täydellinen pintavärjäytymien poistoon ja Gum Care -tila lisää puhdistukseen yhden kevyemmän puhdistuksen lisäminuutin, jotta voit hieroa ikeniä. Voit vaihtaa kolmen tehotason välillä tehokkaamman ja kevyemmän välillä, jotta voit asetella tehoa vasemmalta oikealle.

Turvallinen ja hellävarainen



Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Philips Sonicare -tekniikka



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Seuraa harjausvoimaa



Liian kova harjaaminen voi vahingoittaa hampaita ja ikeniä. Tämän ehkäisemiseksi Philips Sonicare ProtectiveClean ilmoittaa liiallisesta voimasta äänimerkillä.

BrushSync-tekniikka



Mikrosirutekniikan ansiosta älykäs hammasharja havaitsee ja synkronoi älykkäät harjaspäät tehokkaaksi yhdistelmäksi, joten voit hyödyntää älykästä tilanvalintaa ja älykkäitä vaihtomuistutuksia.

Tilan ja tehon valinta



Mietitkö, mitä tilaa ja tehoa käyttäisit? Älä mieti enää. BrushSync-tilanvalinta ilmoittaa hammasharjalle, mitä älykästä harjaspäätä käytät. Jos siis valitset esimerkiksi ikenille hellävaraisen harjaspään, hammasharja valitsee optimaalisen tilan ja tehon ikenille. Paina vain virtapainiketta.

Kohokohdat

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

Kätevät ajastimet



Tarvitsetko sähköhammasharjan, jossa on ajastin? QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt riittävän ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja Smartimer puolestaan ilmoittaa, kun suositeltu kahden minuutin harjausaika on kulunut.

Kätevä kuljetuslaukku ja laturi



Ensiluokkaisessa kuljetuskotelossa säilytät hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen latausalusta huolehtii virransaannista matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten latausalusta on tarpeen lähinnä pitkillä matkoilla.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen/hopea

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 x W2 Optimal White

Laturi: 1

Kuljetuskotelo: 1

Kahva: 1 ProtectiveClean

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa, Auttaa vähentämään reikiä

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

BrushSync-tilanvalinta

C2 Optimal Plaque Control: Clean-tila

G2 Optimal Gum Care: Gum Care -tila

W2 Optimal White: White-tila

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

BrushSync-tekniikka: Yhdistää älykkään hammasharjan ja, älykkään harjaspään

