

# PHILIPS

# AVENT



## Esterilizador de biberones

Esterilizador de biberones  
Avanzado



SCF291/00

## Esterilice en minutos y, luego, simplemente almacénelo

Esterilice en solo 10 minutos.

Esterilice hasta seis biberones con los accesorios en solo 10 minutos. El delgado pero espacioso esterilizador para biberones avanzado es rápido y eficiente, ya que elimina el 99,9 % de los gérmenes\*, a fin de que esté tranquilo en cada toma.

### Fácil de limpiar y armar

- Este esterilizador se puede limpiar fácil y rápidamente

### Bandeja de goteo integrada

- Diseñado para reducir la posibilidad de olores desagradables

### Mata el 99,9 % de los gérmenes\*

- Despídase de las bacterias nocivas

### Diseño que ahorra espacio

- Interior espacioso, exterior compacto
- Nuestro esterilizador está diseñado para ahorrar espacio

### Estéril durante 24 horas

- Se mantiene estéril por 24 horas\*

# Destacados

## Mata el 99,9 % de los gérmenes\*




La esterilización es suave, eficaz y sin sustancias químicas con Philips Avent. Cada esterilizador utiliza la potencia del vapor puro —nada más, nada menos— para eliminar el 99,9 % de los gérmenes nocivos\*.

## Esterilice en solo 10 minutos.



Experimente la velocidad y la seguridad con el ciclo de esterilización que dura solo 10 minutos, después de lo cual el esterilizador se apaga automáticamente.

## Bandeja de goteo integrada




Nuestra nueva bandeja de goteo protege la placa de calentamiento de las gotas de leche, lo que reduce la posibilidad de olores desagradables.

## La solución todo en uno



Nuestro esterilizador avanzado se adapta, reduce el tamaño de los objetos más pequeños, como chupetes, y minimiza el espacio del mostrador cuando no se utiliza.

## Estéril durante 24 horas\*



La limpieza completa y sin sustancias químicas del esterilizador mantiene su contenido esterilizado hasta por 24 horas. ¿Cómo? Solo mantenga la tapa puesta.

## Diseño que ahorra espacio



Nuestro esterilizador es delgado y tiene capacidad para hasta seis biberones Philips Avent. También se adapta a todos los demás aspectos básicos, desde tetinas y chupetes hasta un extractor de leche manual.

## Fácil de limpiar y armar



De arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, el esterilizador se puede limpiar fácil y rápidamente, incluso la placa de calentamiento. Así que tendrá más tiempo para estar con su pequeño.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 650 W

Voltaje: 220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Corea), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Taiwán)

## Peso y dimensiones

Dimensiones: 304 x 183 x 359 mm

Peso: 1,78 kg

## País de origen

Hecho en: China

## Qué se incluye

Pinzas: 1 piezas

Esterilizador eléctrico de vapor: 1 pieza

