

PHILIPS

AVENT



Kingikomplekt

Käsirinnapump

Kõik-ühes komplekt

Steriliseerige, pumbake ja toitke



SCD430/50

Steriliseerige, pumbake ja toitke

Käsirinnapumba ja sterilisaatori komplekt

Rinnaga toitmise komplekt sisaldab kõike, mida vajate alates pumpamisest ja imetamisest kuni puhastamiseni. Sellega on kaasas mitmesugused tarvikud: käsi-rinnapump, sterilisaator ja lutipudelid. Õige luti leidmine on oluline. Rohkem infot allpool.

Muud eelised

- Valige beebi jaoks õige vooluga lutt

Toitke Philips Aventi pudelitega

- Loomuliku haaramise jaoks

Rahustage ultra soft luttidega

- Painduv suukaitse tagab mugavuse

Pumpamine käsirinnapumbaga

- Kiire piimavoolu jaoks
- Mugavam kogemus
- Sobib täiuslikult aeg-ajalt pumpamiseks igas kohas ja igal ajal
- Pole vaja ettepoole kummarduda

Steriliseerige mikrolaine-aurusterilisaatoris

- Kiire ja tõhus
- Sisu püsib steriilsena kuni 24 tundi

Esiletõstetud tooted

Loomulikku liikumist jäljendav tehnoloogia



Nautige Philips Aventi kaasaskantava käsirinnapumba mugavust. Loomulikku imemisliigutust jäljendav tehnoloogia, mis on saanud inspiratsiooni beebide enda imemistehnikast, tagab kiire piimavoo. Saate hõlsalt kohandada pumba rütmi ja võimsust.

Kohanduv silikoonist padi



Silikoonist padi paindub õrnalt ja kohandub, et sobida just teie nibu suuruse ja kujuga. Sobib 99,98% nibusuurustele.

Õige luti leidmine on oluline



Kui teie beebi ei saa toitumise ajal regulaarselt piisavalt piima või kui tal on piima saamisel probleeme, vahetage lutt suurema voolukiirusega luti vastu. Kui toitumisprobleemid püsivad, siis pöörduge tervishoiutöötaja poole.

Leidke õige vooluga lutt




Iga beebi sööb erinevalt ja areneb omas tempos. Oleme välja töötanud hulga vookiirusi, et saaksite leida oma beebile sobivaima ja kohandada pudelit oma soovide järgi. Kõik Natural Response lutid on valmistatud pehmest silikoonist.

Kaasaskantav ja lihtne kasutada



Rinnapump on väike ja kerge, mistõttu on seda lihtne hoiustada ja transportida, muutes pumpamise kergemaks ja diskreetsumaks.

Nautige mugavat kasutamist



Tänu disainile, mis võimaldab teil pumpata ilma ettepoole nõjatumata, saate istuda pumpamise ajal mugavalt.

Steriliseerige vaid 2 minutiga



Mikrolaine-aurusterilisaatorit saab kasutada lutipudelite ja muude toodete steriliseerimiseks vaid 2 minutiga – tsükli käigus kõrvaldatakse 99,9% pisikutest ja bakteritest. Tsükli täpne kestus sõltub mikrolaineahju võimsusest: 2 min võimsusel 1200–1850 vatti, 4 min võimsusel 850–1100 vatti, 6 min võimsusel 500–800 vatti.

Esiletõstetud tooted

Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest



On tõestatud, et mikrolaine-aurusterilisaator kõrvaldab 99,9% pisikutest ja bakteritest.

Komplekti kuuluvad lutipudelid Natural



Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.

Koos Ultra Soft luttidega



Philips Aventi Ultra Soft lutiga on tundliku naha eest lihtne hoolitseda. Meie painduv suukaitse järgib beebi põskede kuju, põhjustades vähem jälgi ja nahaärritust ning aidates lapsel rahuneda.

Spetsifikatsioon

Mis on kaasas

Pudelihari: 1 tk

Käsi-rinnapump: 1 tk

Mikrolaine-sterilisaator: 1 tk

ultra soft valged lutid (0–6 vanustele): 2 tk

260 ml pudelid: 2 tk

60 ml pudelid: 2 tk

Aeglase vooluga lutt: 2 tk

Keskmise voolukiirusega lutt: 2 tk

Funktsioonid

Pehme ja kohanduv padi: Õrn stimulatsioon

Kaasaskantav ja kerge: Lihtsus liikvel olles



* Põhineb uuringutel: (1) Mangel jt. Imetamisraskused, imetamise kestus, ema kehamassiindeks ja rinna anatoomia: kas need on omavahel seotud?. Breastfeeding Medicine, 26. aprill 2019, (109 osalejat, Iisrael); (2) Ziemer jt. Muutused imetamise esimesel nädalal: nibu ja naha muutused.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 osalejat (heledanahalised), USA); (3) Ramsay jt. Imetava ema rinna anatoomia, mida on ultraheliuuringute abil uuritud, 2005, (28 osalejat, Austraalia).

* BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi määrusega nr 10/2011