

# PHILIPS

## AVENT

### Esterilizador a vapor eléctrico 4 en 1

Elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos

Esteriliza en 6 minutos

Admite 6 biberones Philips Avent

Diseño ajustable 4 en 1

SCF287



## La forma más fácil y eficaz de esterilizar

### Tamaño ajustable y cesta para el lavavajillas

Con su tamaño ajustable, el esterilizador 4 en 1 apenas ocupa espacio en la cocina. La cesta para el lavavajillas incluida mantiene los elementos pequeños juntos en el lavavajillas y permite que los transfieras todos a la vez al esterilizador.

#### **Es fácil de limpiar y brinda una esterilización segura**

- Limpieza sencilla y esterilización segura

#### **Esterilización rápida y eficaz con vapor natural**

- La pantalla integrada muestra el progreso

#### **Se adapta a varios tipos de mamaderas y a otros productos**

- Esteriliza varios tipos de mamaderas, extractores de leche y accesorios

## Destacados

### Pantalla integrada



El esterilizador dispone de una pantalla integrada para mostrar cómo avanza el ciclo de esterilización. También avisa cuando los biberones se han enfriado y pueden retirarse de forma segura.

### Diseño abierto



Su diseño abierto le permite mantener la placa de calentamiento limpia con facilidad para que siempre pueda esterilizar sus productos con vapor limpio.

### Funciona con todo tipo de mamaderas

El esterilizador es adecuado para su uso con mamaderas de cuello estándar y de cuello ancho. También se adapta a otros productos para bebés, como extractores de leche y otros accesorios.

### Potencia

Tensión: 220-240 V

### Especificaciones técnicas

Tensión: 50-60 Hz

Consumo de energía: 650 W

Clasificación de seguridad: Clase 1

### Peso y dimensiones

Dimensiones: 290 x 160 x 150 (ancho x fondo x alto) mm

Peso: 1,5 kg

### País de origen

Fabricado en: Turquía

### Material

Polipropileno

### Qué incluye

Chupete de recién nacido: 1 uds

Pinzas: 1 uds

Esterilizador a vapor eléctrico: 1 ud.

Biberón Classic de 125 ml: 1 uds

### Compatibilidad

Compatible con la gama Philips Avent

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

