

PHILIPS



Elektrische
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean 9000

Vernetztes Putzen leicht gemacht
Integrierter Drucksensor
Smart-Bürstenkopferkennung
4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen



HX9913/17

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Weißere Zähne nach nur einem Tag****

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start

DiamondClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch
- Weißere Zähne in nur einem Tag*

Passen Sie die DiamondClean 9000 an Ihre Bedürfnisse an

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht dich darauf aufmerksam, wenn du zu fest drückst
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Dank persönlichem Fortschrittsbericht auf dem Laufenden bleiben

- Lege dir dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu

Besonderheiten

Weißere Zähne in nur einem Tag*




Die fortschrittliche Schalltechnologie von Sonicare verhilft dir zu einem strahlenderen Lächeln. Spezielle Borsten entfernen bis zu 100% mehr Verfärbungen als eine Handzahnbürste für sichtbar weißere Zähne in nur einem Tag*

C3 Premium zum Plaque-Schutz



Mit dem C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen*.

Fortschrittsbericht



Die DiamondClean 9000 gibt dir die Anleitung, die du benötigst, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren dich, wenn du zu viel Druck ausübst.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen




Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health und Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+-Modus für weißere Zähne.

Integrierter Drucksensor



Du bemerkst es vielleicht nicht, wenn du zu fest putzt, aber deine DiamondClean 9000 schon. Wenn du zu viel Druck ausübst, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So wirst du daran erinnert, weicher zu bürsten und deinem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

Langlebiger Akku



Deine DiamondClean 9000 hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

DiamondClean 9000

Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9913/17

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

14 Tage***

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Bürstenköpfe: 2 C3 Premium zum Plaque-Schutz

Handstück: 1 DiamondClean 9000

Ladeglas: 1

Ladestation: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Hellt Zähne nach 1 Tag auf****

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

3 Intensitätsstufen: Hoch, Niedrig, Mittel

Deep Clean+: Bietet Ihnen eine besonders gründliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Sorgt für eine sanfte, aber effektive Reinigung entlang des Zahnfleischrandes

White+: Zum Entfernen von Verfärbungen

"Clean"-Putzprogramm: Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

BrushSync Technologie: Verbindet das intelligente Handstück mit, dem intelligenten Bürstenkopf

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

